



Er ist da! Der neue Gesamtkatalog 2011/2012

Gesamtkatalog
2011/12

Ab sofort erhalten Sie den neuen ratiolab® Gesamtkatalog. Was hat sich getan? Wir haben unsere vier Teilbereiche kompakt in einem Gesamtkatalog zusammengefasst. Piktogramme und frische Farben signalisieren sofort erkennbar die vier Produktbereiche. Das durchdachte Layout erleichtert die Orientierung.

Benötigen Sie für Ihre Kunden und Mitarbeiter weitere Exemplare, wenden Sie sich einfach per Email an sales@ratiolab.com. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gern beratend zur Verfügung. Viel Freude beim Stöbern und Entdecken unserer Produktneuheiten.



Messen & Termine

ARABLAB
The Expo 2011

Dubai, 07.-10.03.2011

MEDTEC
EUROPE

Stuttgart, 22.-24.03.2011



Hannover, 11.-13.10.2011

Ratiopetta® - Die rationelle Pipette

Ratiopetta® steht für die neue Pipettenserie von ratiolab®. Dabei spricht die rationelle Pipette, wie ihr Name verrät, vor allem preisbewusste Kunden an, die auf overengineerte Pipetten verzichten möchten und eine zweckmäßige, pfiffige Pipette suchen.

Ratiopetta® steht in den entscheidenden Features dem Wettbewerb in nichts nach. Überzeugen Sie sich selbst.

Ratiopetta® Ein- und Mehrkanalpipetten sind ab Januar 2011 in unserem Standardprogramm verfügbar!



Kryoröhrchen mit Köpfchen!

Fortan liefern wir Ihnen eine völlig neue Generation Kryoröhrchen:

Dank revolutionärem 2-Komponenten Deckel benötigen Sie keine zusätzliche O-Ring Dichtung mehr. Die aus hochtransparentem Polypropylen gefertigten Röhrchen sind mit Innen- oder Außen- gewinde verfügbar.

Weitere Merkmale

- einsetzbar bis -190 °C
- unter Reinraumbedingungen gefertigt
- sterilisiert durch Beta-Strahlung
- frei von humaner DNA, DNase/RNase-, Pyrogen- und ATP
- großes Schriftfeld zur Probenidentifikation
- inkl. Graduierung für genaue Messungen
- konischer Boden für vollständiges Entleeren

Von unserer automatischen Umstellung können Sie auch preislich profitieren, denn wir bieten Ihnen die neue Technologie zu gleichen Preisen wie das Vorgängermodell.



NEU

Vielen Dank an unsere Kunden und Partner für die tatkräftige Unterstützung im Jahr 2010. Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Ihr ratiolab Team



Ratiolab GmbH
Am Siebenstein 6-10
63303 Dreieich
Tel. +49 6103 30025 0
Fax. +49 6103 30025 66
www.ratiolab.com

Sie möchten die ratiolab®-News zukünftig nicht mehr erhalten?
Informieren Sie uns kurz unter newsletter@ratiolab.com.