

# Kryo-Gestelle für Tiefkühltruhen



## Kryo-Gestelle aus Edelstahl

Für die Lagerung von Kryo-Boxen in Tiefkühltruhen.  
Aus rostfreiem Edelstahl.


- polierte Oberflächen, leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion
- mit praktischen Tragegriffen
- Fachabmessungen für alle Standard-Kryo-Boxen lieferbar

Die Standardgrößen finden Sie in der folgenden Tabelle.

**Sondergrößen auf  
Anfrage lieferbar**

Fachanzahl horizontal x vertikal	Gestellmaße L x B x H	für Kryo-Boxen Höhe				Verpackungs- Einheit	Bestell-Nr.
		32 mm	50 mm	75 mm	100 mm		
<b>Kryo-Gestelle für Tiefkühltruhen</b>							
1 x 4	140 x 140 x 222 mm		■			1	54 00 041
1 x 6	140 x 140 x 482 mm			■		1	54 00 028
1 x 7	140 x 140 x 385 mm		■			1	54 00 042
1 x 7	140 x 140 x 561 mm			■		1	54 00 029
1 x 8	140 x 140 x 441 mm		■			1	54 00 027
1 x 8	140 x 140 x 641 mm			■		1	54 00 030
1 x 9	140 x 140 x 495 mm		■			1	54 00 026
1 x 9	140 x 140 x 720 mm			■		1	54 00 031
1 x 10	140 x 140 x 550 mm		■			1	54 00 000
1 x 11	140 x 140 x 406 mm	■				1	54 00 032
1 x 11	140 x 140 x 604 mm		■			1	54 00 023
1 x 12	140 x 140 x 443 mm	■				1	54 00 033
1 x 12	140 x 140 x 659 mm		■			1	54 00 025
1 x 13	140 x 140 x 479 mm	■				1	54 00 034
1 x 13	140 x 140 x 713 mm		■			1	54 00 001
1 x 14	140 x 140 x 516 mm	■				1	54 00 035
1 x 15	140 x 140 x 552 mm	■				1	54 00 036
1 x 16	140 x 140 x 589 mm	■				1	54 00 037
1 x 17	140 x 140 x 625 mm	■				1	54 00 038
1 x 18	140 x 140 x 662 mm	■				1	54 00 024

# Kryo-Gestelle für Tiefkühlschränke



## Kryo-Gestelle aus Edelstahl

Für die Lagerung von Kryo-Boxen in Tiefkühlschränken.  
Aus rostfreiem Edelstahl.

- polierte Oberflächen, leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion
- mit praktischen Tragegriffen
- Fachabmessungen für alle Standard-Kryo-Boxen lieferbar

Die Standardgrößen finden Sie in der folgenden Tabelle.

**Sondergrößen auf  
Anfrage lieferbar**

Fachanzahl horizontal x vertikal	Gestellmaße L x B x H	für Kryo-Boxen Höhe				Verpackungs- Einheit	Bestell-Nr.
		32 mm	50 mm	75 mm	100 mm		
<b>Kryo-Gestelle für Tiefkühlschränke</b>							
3 x 3	424 x 140 x 165 mm		■			1	54 00 007
3 x 4	424 x 140 x 219 mm		■			1	54 00 009
3 x 5	424 x 140 x 274 mm		■			1	54 00 022
4 x 3	566 x 140 x 240 mm			■		1	54 00 006
4 x 3	566 x 140 x 314 mm				■	1	54 00 040
4 x 4	566 x 140 x 219 mm		■			1	54 00 004
4 x 4	566 x 140 x 319 mm				■	1	54 00 005
4 x 5	566 x 140 x 274 mm		■			1	54 00 003
4 x 6	566 x 140 x 328 mm		■			1	54 00 002

# Kryo-Gestelle für Tiefkühlschränke



## Edelstahl-Schrankeinschübe

Für die Lagerung von Kryo-Boxen.  
Aus rostfreiem Edelstahl.

- Schrankeinschübe ohne Auszugsstopp
- polierte Oberfläche, leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion

Die Standardgrößen finden Sie in der folgenden Tabelle.

**Sondergrößen auf  
Anfrage lieferbar**

Fachanzahl vertikal x horizontal	Gestellmaße L x B x H	32 mm	für Kryo-Boxen 50 mm	Höhe 75 mm	100 mm	Verpackungs- Einheit	Bestell-Nr.
<b>Kryo-Gestelle für Tiefkühlschränke</b>							
4 x 4	553 x 141 x 225 mm		■			1	5400046
5 x 4	553 x 141 x 280 mm		■			1	5400045
6 x 4	553 x 141 x 335 mm		■			1	5400047
3 x 4	553 x 141 x 250 mm			■		1	5400019
4 x 4	553 x 141 x 335 mm			■		1	5400066