

Cellcounter-Gefäße und ratiolab® Cleanibag-System



ratiolab® Cleanibag-System

Verschleißbare PE-Allzweck-Beutel mit Klebeleisten für Klinik und Labor.

- selbstklebend, an allen glatten, sauberen Flächen.
- rückstandsfrei abziehbar

Auf Anfrage lieferbar: weitere Größen, auch für die Intensivpflege und Beutel mit eigener Beschriftung

B x L mm	Packungsform	Verpackungs- Einheit	Bestell Nummer
200 x 300	Karton 1 x 1.000	1.000	70 00 250
300 x 300	Karton 1 x 1.000	1.000	70 00 260
300 x 450	Karton 1 x 1.000	1.000	70 00 270



ratiolab® Vernichtungsbeutel, BIOHAZARD bedruckt

Autoklavierbarer Einmal-Abfallbeutel aus besonders starker Polypropylen-Folie mit breiter Bodennaht. Zur Sterilisation und Beseitigung von gefährlichen, verseuchten Materialien.

- mit BIOHAZARD Symbol und Sicherheitsaufdruck in deutsch, englisch und französisch
- autoklavierbar bis 134 °C, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden

B x L mm	Volumen ca. l	Folienstärke	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
300 x 500	8	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 02 100
400 x 780	38	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 02 150
600 x 800	60	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 02 200
700 x 1100	110	50 µm	Karton 1 x 350	350	70 02 300

ratiolab® Vernichtungsbeutel, standard

PP-Beutel aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht. Zur Beseitigung kontaminierter Laborartikel.

- autoklavierbar bis 134 °C, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden
- praktischer Tischständer, kunststoffbeschichtet, mit 3 rutschfesten Gummifüßen für Beutelgröße 200 x 300 mm



B x L mm	Volumen ca. l	Folienstärke	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
200 x 300	2,5	50 µm	Spenderkarton 1 x 100	100	70 01 000
300 x 500	8	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 100
400 x 780	38	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 150
600 x 800	60	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 200
600 x 800	60	50 µm	Karton 1 x 100	100	70 01 210
600 x 800	60	100 µm	Karton 1 x 125	125	70 01 212
700 x 1.100	110	50 µm	Karton 1 x 350	350	70 01 300
700 x 1.100	110	50 µm	Karton 1 x 75	75	70 01 310
700 x 1.100	110	100 µm	Karton 1 x 75	75	70 01 311
Tischständer für Vernichtungsbeutel 200 x 300 mm				1	70 01 400
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 Vernichtungsbeuteln 200 x 300 mm				1	70 01 401

ratiolab® Vernichtungsbeutel, hochtransparent

PP-Beutel aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht. Zur Beseitigung kontaminierter Laborartikel.

- autoklavierbar bis 121 °C, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden
- praktischer Tischständer, kunststoffbeschichtet, mit 3 rutschfesten Gummifüßen für Beutelgröße 200 x 300 mm



B x L mm	Volumen ca. l	Folienstärke	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
200 x 300	2,5	50 µm	Spenderkarton 1 x 100	100	70 01 005
300 x 500	8	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 105
400 x 780	38	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 155
600 x 800	60	50 µm	Karton 1 x 500	500	70 01 205
700 x 1.100	110	50 µm	Karton 1 x 350	350	70 01 305
Tischständer für Vernichtungsbeutel 200 x 300 mm				1	70 01 400
Set bestehend aus 1 Tischständer und 100 Vernichtungsbeuteln 200 x 300 mm				1	70 01 405