



ratiolab® Mehrzweckbecher Uri-Lab

Aus glasklarem Polystyrol (PS).

- Volumen 100 ml
- selbstklebender Foliendeckel, dicht schließend und gut beschriftbar
- einfache Probenentnahme, der Foliendeckel kann mit Pipettenspitzen durchstochen werden
- praktische Verpackung, 50 Urinbecher im PE-Beutel gestapelt und direkt im Uri-Lab Becherspender einsetzbar

Artikel	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
ratiolab® Mehrzweckbecher Uri-Lab mit Klebedeckel	Beutel 20 x 50	1.000	59 21 170
ratiolab® Mehrzweckbecher Uri-Lab ohne Klebedeckel	Beutel 20 x 50	1.000	59 21 171
Klebedeckel für ratiolab® Mehrzweckbecher Uri-Lab	Beutel 1 x 500	500	59 21 160



ratiolab® Becherträger für Mehrzweckbecher Uri-Lab

Aus stabilem Kunststoff mit pflegeleichter Oberfläche.

- für 10 ratiolab® Mehrzweckbecher Uri-Lab

Artikel	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
ratiolab® Becherträger Uri-Lab	1	59 21 200



ratiolab® Becherspender für Mehrzweckbecher Uri-Lab

Aus stabilem Kunststoff mit pflegeleichter Oberfläche.

- für 50 ratiolab® Mehrzweckbecher Uri-Lab
- einfache Becher-Einzelentnahme durch Abziehen nach unten
- Bechervorrat durch transparente Tür sichtbar
- mit seitlicher Box für Foliendeckel

Artikel	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
ratiolab® Becherspender Uri-Lab	1	59 21 190

Mehrzweckbecher und Mehrzweckflaschen



Mehrzweckbecher mit Schraubverschluss

Aus Polypropylen (PP).

- mit rotem Schraubverschluss
- Volumen 125 ml- graduert, Teilung 25 ml
- unsteril oder einzeln steril verpackt lieferbar

Artikel	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
Mehrzweckbecher mit Schraubverschluss, unsteril	Karton 1 x 500	500	59 21 182
Mehrzweckbecher mit Schraubverschluss, steril	Beutel 250 x 1	250	59 21 183



Mehrzwecksammelflaschen

Aus transluzent blau eingefärbtem Polyethylen (PE).

- Deckel mit Vlieseinlage
- graduert, guter Lichtschutz
- weite Halsöffnung Ø 80 mm
- 2 Größen, 2 und 2,5 l

Artikel	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
Mehrzwecksammelflasche 2 l mit weißer Beschriftung	Karton 1 x 72	72	59 22 200
Mehrzwecksammelflasche 2,5 l mit Klebeetikett	Karton 1 x 60	60	59 22 250
Deckel für Mehrzwecksammelflaschen 2 und 2,5 l	Beutel 1 x 100	100	59 22 204
Klebeetikett für Mehrzwecksammelflaschen 2,5 l	Karton 1 x 100	100	59 22 253