

Petrischalen, Impfbesteck, Brutschrank



Petrischalen

Aus hochtransparentem Polystyrol (PS).

Ø x H mm	Ausführung	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
55 x 14	mit Nocken	Karton 1 x 1.420	1.420	90 50 006
55 x 14,6	mit Nocken, sterilisiert	Karton 1 x 1.420	1.420	90 50 106
90 x 14	mit Nocken	Karton 1 x 600	600	90 50 000
90 x 14	mit Nocken, sterilisiert	Karton 1 x 600	600	90 50 100
140 x 15	mit Nocken	Karton 1 x 220	220	90 50 004
140 x 15	mit Nocken, sterilisiert	Karton 1 x 220	220	90 50 104
65 x 15	mit Zählfeldern	Karton 1 x 720	720	90 50 005
65 x 15	mit Zählfeldern, sterilisiert	Karton 1 x 720	720	90 50 105

Impfschlingen, Impfnadeln

- farbcodiert
- gamma sterilisiert
- sechskantiger Griff für sicheres Arbeiten
- steril verpackt in leicht zu öffnenden Peel-packs



Artikel	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
1 µl Impfösen	4 Boxen à 50 Peel-packs à 10	2.000	70 20 100
10 µl Impfösen	4 Boxen à 50 Peel-packs à 10	2.000	70 20 200

ratiolab® thermocult Brutschrank

Kompakter Brutschrank für die Bakteriologie mit fest eingestellter Temperatur 35 ±2 °C und Kontrollthermometer. Glastür für visuelle Kontrolle. Auf Tischen aufstellbar oder an Wänden und unter Schränken aufhängbar.



- Nutzraum (B x T x H): 210 x 145 x 110 mm, für bis zu 20 Objektkulturen oder 8 Petrischalen
- Maße außen (B x T x H): 300 x 170 x 150 mm
- Gewicht: ca. 1,3 kg, Netzanschluss: 220 V, 30 W

Artikel	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
ratiolab® thermocult	1	90 22 000
Einlegeboden	1	90 22 001