

Abdeckfolien für Mikrotest- und PCR*-Platten



Abdeckfolien und Folienroller

Für Mikrotestplatten, Deep-Well-Blocks, Micro-Test-Tubes und PCR-Platten

- selbstklebend
- für den manuellen Gebrauch
- temperaturbeständig von –80 bis +120 °C*
- Klebstoff mit hoher Lösemittelbeständigkeit, insbesondere auch DMSO-resistent*
- alle Folien haben SBS Standardformat*

Polyethylen Peeling-Abdeckfolie

- preiswerte Folie zum Verschließen von Polystyrol-Platten
- rückstandsfrei abziehbar
- besonders geeignet für die Lagerung der Platten bei Raumtemperatur

Aluminium Universal-Abdeckfolie

- leicht abziehbar
- gut zum Piercing geeignet
- für Platten aus Polystyrol und Polypropylen
- auch für Micro-Racks und kritische PCR-Platten hervorragend einsetzbar

Polypropylen Peeling-Abdeckfolie

- rückstandsfrei abziehbar und wieder aufklebbar
- für Platten aus Polystyrol und Polypropylen
- sehr gut für PCR-Platten geeignet
- unterer Grenzwert für Photometer-Platten 276 nm

Roller

- manuell
- zum sicheren und dichten Aufbringen der Folien auf die Platten

Weitere Folien auf Anfrage.


Artikel	Material	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Polyethylen Peeling-Abdeckfolie	PE	Pack 1 x 100	100	60 18 610
Aluminium Universal-Abdeckfolie	Al	Pack 1 x 100	100	60 18 611
Polypropylen Peeling-Abdeckfolie	PP	Pack 1 x 100	100	60 18 612
Roller	–	1	1	60 18 613

PE = Polyethylen
Al = Aluminium
PP = Polypropylen

* auBer Bestellnummer 60 18 610

* Die Polymerase Chain Reaction (PCR) ist ein patentiertes Verfahren von Hoffmann-La Roche.

Folienverschlussgeräte, Abdeckfolien




Noppendeckel-Verschlussgerät, Cap Mat Sealer

Elektrisch betriebenes Gerät zum Verschließen von Mikrotestplatten, Micro-Tubes, Spezialplatten und Kassettensystemen mit einem Noppendeckel.

- besonders einfache Handhabung
- schnelle Arbeitsweise
- sicherer Verschluss

Artikel	Netzanschluss	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Cap Mat Sealer	230 V	1	60 18 600



Mikrotestplatten-Verschlussgerät, Quick Combi Sealer

Halbautomatisches Gerät zum Verschließen von Mikrotestplatten aller Art mit Abdeckfolien.

- Folien und Klebstoff nachweislich DMSO-resistent
- einfachste Bedienung
- schnelle Arbeitsweise: verschließt eine Platte in nur 4 Sekunden
- preiswerte Folien aus Aluminium und Kunststoff für Peeling und Piercing
- 100 m Rollen für ca. 780 Platten ausreichend

Artikel	Packungsform	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
Quick Combi Sealer	1	1	60 18 615
Reinigungsspray für Sealer	1 Flasche	1	60 18 601
Aluminium Piercing-Abdeckfolie für Verschlussgeräte	Rolle à 12,5 m	1	60 18 602
Aluminium Peeling-Abdeckfolie für Verschlussgeräte	Rolle à 12,5 m	1	60 18 614
Aluminium Peeling-Abdeckfolie	Rolle à 100 m	1	60 18 603
Aluminium Peeling- und Piercing-Abdeckfolie	Rolle à 100 m	1	60 18 604
Polyolefin Peeling-Abdeckfolie	Rolle à 100 m	1	60 18 605
Polyolefin Abdeckfolie begasbar für Verschlussgeräte	Rolle à 100 m	1	60 18 606
Nonwoven Abdeckfolie gasdurchlässig	Rolle à 100 m	1	60 18 607
Polypropylen Peeling-Abdeckfolie	Rolle à 100 m	1	60 18 608