



ratiolab® Dispenser-Tips

CE IVD

Für Serienpipettierungen.

Passend für ratiolab® dispetta und Eppendorf Multipette® 4780.
Adapter für 25 ml und 50 ml Dispenser-Tips bitte separat bestellen.

Volumen ml	Ausführung	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
0,5	unsteril	100	29 00 101
1,25	unsteril	100	29 00 102
2,5	unsteril	100	29 00 103
5,0	unsteril	100	29 00 104
12,5	unsteril	100	29 00 105
25	unsteril	50	29 00 109
50	unsteril	25	29 00 106
Adapter	unsteril	10	29 00 107

0,5	steril, einzeln verpackt	100	29 10 101
1,25	steril, einzeln verpackt	100	29 10 102
2,5	steril, einzeln verpackt	100	29 10 103
5,0	steril, einzeln verpackt	100	29 10 104
12,5	steril, einzeln verpackt	100	29 10 105
25	steril, einzeln verpackt	25	29 10 109
50	steril, einzeln verpackt	25	29 10 106
Adapter	steril, einzeln verpackt	5	29 10 107

ratiolab® dispetta Handdispenser

CE IVD

Das praktische, robuste Serien-Dosiergerät für die Verwendung mit Dispenser-Tips. Durch Kombination der fünfstufigen Volumeneinstellung mit sieben Dispenser-Tip-Größen können 35 verschiedene Volumina von 10 µl bis 5 ml dosiert werden. Der Dispenser-Tip wird wie eine Spritze gefüllt. Die Dosierung erfolgt Schritt für Schritt mit dem Dosierknopf.

- ergonomische Form und geringes Gewicht für bequeme Handhabung
- leichtgängiger Dosiermechanismus für ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei langen Serien
- schnell und einfach einstellbares Teilvolumen
- gut sichtbare, und bequem ablesbare Volumeneinstellung
- die Teilvolumentabelle ist direkt am Gerät angebracht
- präzise Zahnstangenteilung für genaue, reproduzierbare Dosierungen
- sicherer, schneller und einfacher Dispenser-Tip-Wechsel
- wartungsfrei
- lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion

Artikel	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
ratiolab® dispetta	1	29 80 200



PD-Dispenser-Tips mit Typ-Code

CE IVD

Für Serienpipettierungen.

Das Dispenser-Tip-Volumen wird automatisch vom Dosiergerät (nur bei Handy-Step® electronic) eingelesen. Passend für ratiolab® dispetta, Brand Handy-Step®, Handy-Step® electronic und Eppendorf Multipette® 4780. Adapter für 25 ml und 50 ml Dispenser-Tips bitte separat bestellen.

Volumen ml	Ausführung	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
0,5	unsteril	100	29 00 201
1,25	unsteril	100	29 00 202
2,5	unsteril	100	29 00 203
5,0	unsteril	100	29 00 204
12,5	unsteril	100	29 00 205
25	unsteril	50	29 00 209
50	unsteril	25	29 00 206
Adapter	unsteril	10	29 00 207
0,5	steril, einzeln verpackt	100	29 10 201
1,25	steril, einzeln verpackt	100	29 10 202
2,5	steril, einzeln verpackt	100	29 10 203
5,0	steril, einzeln verpackt	100	29 10 204
12,5	steril, einzeln verpackt	100	29 10 205
25	steril, einzeln verpackt	25	29 10 209
50	steril, einzeln verpackt	25	29 10 206
Adapter	steril, einzeln verpackt	5	29 10 207

HandyStep® electronic Handdispenser

CE

Handdispenser mit Mikroprozessor gesteuerter Präzision für Seriendosierungen, ermüdungsfrei und komfortabel zu bedienen.

- automatische Erkennung der Spitzengröße bei PD-Tips mit Typ-Code
 - für fast alle handelsüblichen Dispenser-Tips geeignet
 - variable Volumeneinstellung von 1 µl bis 50 ml
 - digitale LCD-Anzeige für Volumen, Anzahl der Dosierschritte, Arbeitgeschwindigkeit, Betriebsart und Ladezustand des Akkus
 - drei Betriebsarten: Dosieren, Auto-Dosieren, Pipettieren
 - im Auto-Dosier-Modus errechnet der Prozessor aus drei manuell ausgeführten Dosierungen den Arbeitstakt und arbeitet in diesem automatisch weiter
 - drei Arbeitgeschwindigkeiten voreinstellbar, ideal für Medien mit unterschiedlicher Viskosität und Dichte
 - einfachste Programmierung durch intuitive Menüführung
 - keine Ausfallzeiten durch austauschbare Akkus, direkt am Gerät oder separat wieder aufladbar
 - geprüft, mit Seriennummer und individuellem Qualitätszertifikat
- Lieferumfang: HandyStep® mit NiMH-Akku, Ladestation mit Dispenserständer und Netzteil 230 V/50 Hz.

Artikel	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
HandyStep® Handdispenser komplett	1	47 50 002
Netzteil 230 V/50 Hz	1	47 50 003
Ladestation ohne Netzteil	1	47 50 004
NiMH-Akku	1	47 50 005