



ratiopetta®



Pipettieren gehört zu einem der häufigsten Anwendungen im herkömmlichen Laboralltag. Dabei kommt es neben Präzision und Verlässlichkeit für die Anwender auf Handhabungseigenschaften wie Ergonomie, Leichtigkeit und Komfort an. Die neue ratiopetta® von ratiolab® wird diesen Ansprüchen in einem besonders ansprechenden Preis-Leistungsverhältnis gerecht.

Produkteigenschaften

- erhältlich in Volumina von 0,1 µl – 5.000 µl
- einfache Volumeneinstellung am leichtgängigen Stelling
- ermüdungsfreies Arbeiten auch bei langen Serien
- gut spürbare Druckpunkte für Pipettier- und Ausblasfunktion
- Moderne innovative Materialien
- Einzelprüfung nach ISO8655/DIN12650 vor Auslieferung
- Lieferung inkl. Messzertifikat
- individuelle Seriennummer
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- einfach zu kalibrieren
- korrosionsresistenter Kolben und Spitzenabwurf
- 1 Jahr Garantie

Lieferumfang

- Pipette
- Kalibrierschlüssel
- Bedienungsanleitung
- Tischhalterung
- Zertifikat
- Schmiermittel



Einkanal-Präzisionspipette ratiopetta®



Volumen-Bereich µl	Genauigkeit* < ± %	Präzision* < %	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
0,1 – 2,5	3,00	3,00	1	47 80 025
0,5 – 10	1,50	1,50	1	47 80 010
2,0 – 20	1,20	1,00	1	47 80 020
10 – 100	1,00	0,40	1	47 80 100
20 – 200	0,80	0,40	1	47 80 200
100 – 1000	0,70	0,25	1	47 81 000
1000 – 5000	0,60	0,30	1	47 85 000



8-Kanal-Präzisionspipette ratiopetta®




Volumen-Bereich µl	Genauigkeit* < ± %	Präzision* < %	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
0,5 – 10	2,50	2,50	1	47 80 018
5,0 – 50	1,50	1,00	1	47 80 058
50 – 300	1,00	0,50	1	47 80 308



12-Kanal-Präzisionspipette ratiopetta®



Volumen-Bereich µl	Genauigkeit* < ± %	Präzision* < %	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
0,5 – 10	2,50	2,50	1	47 80 012
5,0 – 50	1,50	1,00	1	47 90 052
50 – 300	1,00	0,50	1	47 90 302



Pipettenständer

Pipettenständer Labrack und ratiopetta®

- zur besonders übersichtlichen Aufbewahrung von bis zu 5 Pipetten verschiedener Fabrikate
- auch für Mehrkanalpipetten geeignet

Artikel	Bild Nr.	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nummer
Pipettenständer Labrack	[1]	1	94 20 020
Pipettenständer für ratiopetta®	[2]	1	94 20 024

* Für alle Pipetten wurden drei Messungen vorgenommen: Minimal- und Maximalvolumen, sowie das mittlere Volumina. Die aufgeführten Werte beziehen sich auf das mittlere Messvolumen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne die gesamten Messwerte auf Anfrage zur Verfügung.