

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN

COMPATIBILITY PIPETTES

ratiolab[®]
solutions for science

Deine Pipette - Unsere ratiolab® Pipettenspitzen

Your Pipette - Our ratiolab® pipet tips



RATIOLAB



SLAMED



GILSON



EPPENDORF



BRAND



THERMO FISHER



SARSTEDT



SOCOREX



IKA



BIOHIT



Modell & Volumen

Models & Volumes

12-Kanal Ratiopetta 12-channel Pipettes

Varianten

Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

●	●							●				●									2500170; 2514172; 2554172; 2540172
●	●							●				●									2500190; 2514192; 2554192; 2540192
	●							●				●									2100500; 2514502; 2554502; 2540502
		●	●	●				●	●			●	●								2100600; 2114602; 2154602; 2140602
		●	●	●				●	●			●	●								2400600; 2414602; 2454602; 2440602
		●	●	●				●				●									2500160; 2514162; 2554162; 2540162
		●	●	●				●				●									2500163; 2514163; 2554163; 2540163
		●	●	●					●				●								2100553
					●																2100610; 2114612; 2154612; 2140612
					●																2400610; 2414612; 2454612; 2440612
					●																2400660
					●																2100555
						●															2400650; 2410650; 2453650
						●															2400653; 2410653; 2453653
●	●																				1770010; (1720010)
		●																			1770020; (1720020)
			●																		1770100; (1720100)
				●																	1770200; (1720200)
					●																1771000XL; (1721000XL)

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible
- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection funktion

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN

COMPATIBILITY PIPETTES

ratiolab[®]
solutions for science



SLAMED

Modell & Volumen

Models & Volumes

Einkanal Präzision Single Precision

0,1 - 2,5 µl
0,5 - 10 µl
2,0 - 20 µl
5,0 - 50 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl
500 - 5000 µl
1000 - 5000 µl

8-Kanal Präzision 8-channel Precision

0,5 - 10 µl
2,0 - 20 µl
5,0 - 50 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
30 - 300 µl

12-Kanal Präzision 12-channel Precision

0,5 - 10 µl
2,0 - 20 µl
5,0 - 50 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
30 - 300 µl

Varianten Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

Artikel Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

2500170 kristall Typ E 0,5-20 µl
2500190 kristall Typ G 0,1-10 µl
2100500 kristall XL 0,1-10 µl
2100600 gelb Typ E 1-200 µl
2400600 farblos Typ E 1-200 µl
2500160 gelb Typ uni 1-250 µl
2500163 farblos Typ uni 1-250 µl
2100553 Wide Bore 1-200 µl
2100610 blau Typ E 100-1200 µl
2400610 farblos Typ E 100-1200 µl
2400660 1250 µl
2100555 Wide Bore 100-1000 µl
2400630 Makro 1000-5000 µl
2400655 Makro IV 1000-5000 µl
2400645 farblos 1000-10000 µl
1770010 aroject filter 0,1-10 µl (eco)
1770020 aroject filter 1-20 µl (eco)
1770100 aroject filter 1-100 µl (eco)
1770200 aroject filter 1-200 µl (eco)
1771000XL aroject filter 100-1000 µl (eco)

																		2500170; 2514172 ; 2554172 ; 2540172
																		2500190; 2514192 ; 2554192 ; 2540192
																		2100500; 2514502 ; 2554502 ; 2540502
																		2100600; 2514602 ; 2154602 ; 2140602
																		2400600; 2414602 ; 2454602 ; 2440602
																		2500160; 2514162 ; 2554162 ; 2540162
																		2500163; 2514163 ; 2554163 ; 2540163
																		2100553
																		2100610; 2114612 ; 2154612 ; 2140612
																		2400610; 2414612 ; 2454612 ; 2440612
																		2400660
																		2100555
																		2400630; 2410630 ; 2453630
																		2400655
																		2400645
																		1770010 ; (1720010)
																		1770020 ; (1720020)
																		1770100 ; (1720100)
																		1770200 ; (1720200)
																		1771000XL ; (1721000XL)

Spitzen sind kompatibel / tips are compatible

kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze Find all details with one click on the tip

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN

COMPATIBILITY PIPETTES

ratiolab[®]
solutions for science



GILSON

Modell & Volumen

Models & Volumes

Artikel Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

2500170 kristall Typ E 0,5–20 µl
2500190 kristall Typ G 0,1–10 µl
2100500 kristall XL 0,1–10 µl
2100600 gelb Typ E 1–200 µl
2400600 farblos Typ E 1–200 µl
2500160 gelb Typ uni 1–250 µl
2500163 farblos Typ uni 1–250 µl
2100553 Wide Bore 1–200 µl
2100610 blau Typ E 100–1200 µl
2400610 farblos Typ E 100–1200 µl
2400660 1250 µl
2100555 Wide Bore 100–1000 µl
2400630 Makro 1000–5000 µl
2400655 Makro IV 1000–5000 µl
2400642 farblos 1000–10000 µl
2400645 farblos 1000–10000 µl
1770200 aroject filter 1–200 µl (eco)
1771000XL aroject filter 100–1000 µl (eco)

Pipetman classic – Traditional Shaft P series

1 – 10 µl & 2 – 20 µl
10 – 100 µl
50 – 200 µl
100 – 1000 µl
1000 – 5000 µl
1000 – 10000 µl

Pipetman Ultra U series

1 – 10 µl
10 – 100 µl
20 – 200 µl
200 – 1000 µl
1000 – 5000 µl
1000 – 10000 µl

Pipetman neo

1 – 10 µl
2 – 20 µl
10 – 100 µl
20 – 200 µl
100 – 1000 µl

Varianten

Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

																			2500170; 2514172 ; 2554172 ; 2540172
																			2500190; 2514192 ; 2554192 ; 2540192
																			2100500; 2514502 ; 2554502 ; 2540502
																			2100600; 2114602 ; 2154602 ; 2140602
																			2400600; 2414602 ; 2454602 ; 2440602
																			2500160; 2514162 ; 2554162 ; 2540162
																			2500163; 2514163 ; 2554163 ; 2540163
																			2100553
																			2100610; 2114612 ; 2154612 ; 2140612
																			2400610; 2414612 ; 2454612 ; 2440612
																			2400660
																			2100555
																			2400630; 2410630 ; 2453630
																			2400655
																			2400642; 2410642 ; 2453642
																			2400645
																			1770200; (1720200)
																			1771000XL; (1721000XL)

Spitzen sind kompatibel / tips are compatible

kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze Find all details with one click on the tip



Modell & Volumen

Models & Volumes

Reference 2

Research Plus

Varianten

Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

2500170 kristall Typ E 0,5-20 µl

2500190 kristall Typ G 0,1-10 µl

2100500 kristall XL 0.1-10 µl

2100600 gelb Typ E 1-200 µl

2400600 farblös Typ E 1-200 µl

2500160 gelb Typ uni 1-250 µl

2500163 farblös Typ uni 1-250 µl

2100553 Wide Bore 1-200 μ l

2100610 blau Typ E 100-1200 µl

2400610 farblos Typ E 100-1200 µl

2400660 1250 μ l2100555 Wide Bore 100-1000 μ l

2500180 farblös Typ ES 500-2500 µl

2400630 Makro 1000-5000 µl

2400655 Makro IV 1000-5000 µl

2400642 farblös 1000-10000 µl

2400645 farblös 1000-10000 µl


1770010 aroject filter 0,1-10 µl (eco)

1770020 aroject filter 1-20 µl (eco)

1770100 aroject filter 1-100 µl (eco)

1770200 aroject filter 1-200 µl (eco)

1771000XL aroject filter 100-1000 µl
(eco)



- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible

- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze



Modell & Volumen

Models & Volumes

2500170 kristall Typ E 0,5-20 µl
2500190 kristall Typ G 0,1-10 µl
2100500 kristall XL 0,1-10 µl
2100600 gelb Typ E 1-200 µl
2400600 farblos Typ E 1-200 µl
2500160 gelb Typ uni 1-250 µl
2500163 farblos Typ uni 1-250 µl
2100553 Wide Bore 1-200 µl
2100610 blau Typ E 100-1200 µl
2400610 farblos Typ E 100-1200 µl
2400660 1250 µl
2100555 Wide Bore 100-1000 µl
2400620 Finntip 1000-5000 µl
2400642 farblos 1000-10000 µl
2400645 farblos 1000-1000 µl
1770010 aroject filter 0,1-10 µl (eco)
1770020 aroject filter 1-20 µl (eco)
1770100 aroject filter 1-100 µl (eco)
1770200 aroject filter 1-200 µl (eco)
1771000XL aroject filter 100-1000 µl
(eco)

Transferpette S

0,5 - 10 µl
2 - 20 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl
500 - 5000 µl
1000 - 10000 µl

Transferpette electronic

0,5 - 10 µl
2 - 20 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl
200 - 5000 µl

Varianten




Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

															2500170; 2514172;
															2554172; 2540172
															2500190; 2514192; 2554192; 2540192
															2100600; 2114602; 2154602; 2140602
															2400600; 2414602; 2454602; 2440602
															2500160; 2514162; 2554162; 2540162
															2500163; 2514163; 2554163; 2540163
															2100553
															2100610; 2114612; 2154612; 2140612
															2400610; 2414612; 2454612; 2440612
															2400660
															2100555
														2400620; 2410620; 2453620	
														2400642; 2410642; 2453642	
														2400645	
															1770010; (1720010)
															1770020; (1720020)
															1770100; (1720100)
															1770200; (1720200)
															1771000XL; (1721000XL)

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible

 kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze



Modell & Volumen

Models & Volumes

Finnpipette Digitals

Varianten

Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

2500170 kristall Typ E 0,5-20 µl

2500190 kristall Typ G 0,1-10 µl

2100500 kristall XL 0,1–10 µl

2100600 gelb Typ E 1-200 µl

2400600 farblös Typ E 1-200 µl

2500160 gelb Typ uni 1-250 µl

2500163 farblos Typ uni 1-250 µl

2100553 Wide Bore 1-200 μ l

2100610 blau Typ E 100-1200 µl

2400610 farblös Typ E 100-1200 µl

2400660 1250 μ l

2100555 Wide Bore 100-1000 μ l

2400620 Finntip 1000-5000 µl

2400640 Finntip 2000-10000 µl

1770010 aroject filter 0,1-10 µl (eco)

1770100 aroject filter 1-100 µl (eco)

1770200 aroject filter 1-200 µl (eco)

1771000XL aroject filter 100-1000 μ l[illegible]

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible

 kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN

COMPATIBILITY PIPETTES

ratiolab[®]
solutions for science



SARSTEDT

Modell & Volumen

Models & Volumes

Sarpette M Einkanal

Sarpette M 8-Kanal

Sarpette M 12-Kanal

Varianten Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

Artikel Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

2500170 kristall Typ E 0,5–20 µl
2500190 kristall Typ G 0,1–10 µl
2100500 kristall XL 0,1–10 µl
2100600 gelb Typ E 1–200 µl
2400600 farblos Typ E 1–200 µl
2500160 gelb Typ uni 1–250 µl
2500163 farblos Typ uni 1–250 µl
2100553 Wide Bore 1–200 µl
2500180 farblos Typ ES 500–2500 µl
2400650 Makro II 1000–5000 µl
2400653 Makro III 1000–5000 µl
2400655 Makro IV 1000–5000 µl
2400640 Finntip 2000–10000 µl
2400642 farblos 1000–10000 µl
2400645 farblos 1000–10000 µl
1770010 aroject filter 0,1–10 µl (eco)
1770200 aroject filter 1–200 µl (eco)

0,2 – 2 µl	0,5 – 10 µl	2 – 20 µl	10 – 100 µl	20 – 200 µl	100 – 1000 µl	500 – 5000 µl	1000 – 10000 µl	0,5 – 10 µl	20 – 200 µl	40 – 300 µl	0,5 – 10 µl	20 – 200 µl	40 – 300 µl		
●	●							●			●				2500170; 2514172 ; 2554172 ; 2540172
	●							●			●				2500190; 2514192 ; 2554192 ; 2540192
	●							●			●				2100500; 2514502 ; 2554502 ; 2540502
			●	●					●	●		●	●		2100600; 2114602 ; 2154602 ; 2140602
			●	●					●	●		●	●		2400600; 2414602 ; 2454602 ; 2440602
			●	●					●	●		●	●		2500160; 2514162 ; 2554162 ; 2540162
			●	●					●	●		●	●		2500163; 2514163 ; 2554163 ; 2540163
			●	●					●	●		●	●		2100553
●															2500180
						●									2400650; 2410650 ; 2453650
						●									2400653; 2410653 ; 2453653
						●									2400655
						●									2400640; 2410640 ; 2453640
						●									2400642; 2410642 ; 2453642
						●									2400645
	●							●			●				1770010 ; (1720010)
			●												1770200 ; (1720200)

● Spitzen sind kompatibel / tips are compatible

● kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze Find all details with one click on the tip



Modell & Volumen

Acura 825 Single Channel Digital Pipette	Acura manual 835 Micropipetta	Acura manual XS	Calibra Digital 822	Calibra Digital 832
0.5 – 10 µl	500 – 5000 µl	0.5 – 10 µl	1 – 10 µl	200 – 2000 µl
10 – 100 µl	1000 – 10000 µl	10 – 100 µl	10 – 100 µl	1000 – 10000 µl
20 – 200 µl		20 – 200 µl	20 – 200 µl	
		100 – 1000 µl	100 – 1000 µl	

Varianten

Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

2500170 kristall Typ E 0,5–20 µl
2500190 kristall Typ G 0,1–10 µl
2100500 kristall XL 0,1–10 µl
2100600 gelb Typ E 1–200 µl
2400600 farblos Typ E 1–200 µl
2500160 gelb Typ uni 1–250 µl
2500163 farblos Typ uni 1–250 µl
2100553 Wide Bore 1–200 µl
2100610 blau Typ E 100–1200 µl
2400610 farblos Typ E 100–1200 µl
2400660 1250 µl
2500180 farblos Typ ES 500–2500 µl
2400650 Makro II 1000–5000 µl
2400653 Makro III 1000–5000 µl
2400655 Makro IV 1000–5000 µl
2400640 Finntip 2000–10000 µl
2400642 farblos 1000–10000 µl
2400645 farblos 1000–10000 µl
1770010 aroject filter 0,1–10 µl (eco)
1770200 aroject filter 1–200 µl (eco)
1771000XL aroject filter 100–1000 µl
(eco)

[illegible]

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible
- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection funktion

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze



IKA

Models & Volumes

Mehrkanal 8/12-Kanal

Varianten Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

		●						●						●							2500170; 2514172; 2554172; 2540172
●	●	●						●						●							2500190; 2514192; 2554192; 2540192
●	●	●						●						●							2100500; 2514502; 2554502; 2540502
			●	●	●				●	●	●				●	●					2100600 ; 2114602; 2154602; 2140602
			●	●	●				●	●	●				●	●					2400600; 2414602; 2454602; 2440602
			●	●	●				●	●	●				●	●					2500160; 2514162; 2554162; 2540162
			●	●	●				●	●	●				●	●					2500163; 2514163; 2554163; 2540163
			●	●	●				●	●	●				●	●					2100553
						●								●							2100610; 2114612; 2154612; 2140612
						●								●							2400610; 2414612; 2454612; 2440612
						●								●							2400660
						●															2400630; 2410630; 2453630
						●															2400650; 2410650; 2453650
						●															2400653; 2410653; 2453653
							●														2400640; 2410640; 2453640
●	●							●						●							1770010; (1720010)
		●						●						●							1770020; (1720020)
		●	●						●	●					●	●					1770100; (1720100)
		●	●	●					●	●	●				●	●					1770200; (1720200)
						●								●							1771000XL; (1721000XL)

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible
- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection funktion

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze

ratiolab[®]
solutions for science



Modell & Volumen

Models & Volumes

m Line Pipettor

Varianten

Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

2500190 kristall Typ G 0,1-10 µl

2100500 kristall XL 0,1-10 µl

2100600 gelb Typ E 1-200 µl

2400600 farblös Typ E 1-200 µl

2500160 gelb Typ uni 1-250 µl

2500163 farblös Typ uni 1-250 µl

2100553 Wide Bore 1-200 μ l

2100610 blau Typ E 100-1200 µl

2400610 farblos Typ E 100-1200 µl

2400660 1250 μ l2100555 Wide Bore 100-1000 μ l


2400650 Makro II 1000-5000 µl

2400653 Makro III 1000-5000 µl

1770010 aroject filter 0,1-10 µl (eco)

1770100 aroject filter 1-100 µl (eco)

1770200 aroject filter 1-200 µl (eco)



- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible

 kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

Finden Sie alle Infos mit einem Klick auf die Spitze