

	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

## Allgemeine Produktdaten

### ratiolab® Autoklavierbeutel – BIOHAZARD rot

Warnhinweis mit Indikationsfeld. Markante rote Beutel zur leichten Identifizierung und Entsorgung von kontaminiertem Material. Das weiße Indikationsfeld verfärbt sich durch den Autoklavierprozess dunkel. Mit Biohazard-Symbol und Sicherheitsaufdruck in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.

### General Product Information

#### ratiolab® Autoclavable bags – BIOHAZARD red

Warning instruction and sterilization indicator patch. Distinctive red autoclavable bags for easy identification, for the disposal of contaminated labware. Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved. With Biohazard symbol and safety imprint in English, German, French, and Spanish languages.

Autoclavable at 121°C for 20 minutes. For autoclaving, the bag must not be completely closed.

Material / Material: Polyethylen/ Polyethylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39232100

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes  Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes  Nein/No

B x L W x L mm	Volumen Volume	Folienstärke Film Thickness	Packungseinheit Packaging	Bestell Nr. Order No.
210 x 290	1,5 l	20 µm	10 x 100	70 02 110

**Praktischer Tischständer**, kunststoffbeschichtet, mit 3 rutschfesten Gummifüßen

**Practical bench-top stand**, plastic-coated, with 3 rubber feet

Warentarif-Nummer/ Intrastat Number – HS Code 73269098

Artikel/ Product	Packung Quantity p. Pack	Bestellnr. Order Number
Set ( 1 Tischständer, 100 rote Autoklavierbeutel 210x290mm) Set ( 1 bench-top stand, 100 red waste disposal bags 210x290mm)	1	70 01 410

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------