

	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Cleanibag - System

Verschließbare PE-Allzweck-Beutel mit Klebeleisten für Klinik und Labor, selbstklebend an allen glatten und sauberen Flächen. Klebestreifen rückstandsfrei abziehbar.

General Product Information

ratiolab® Cleanibag – System

All-purpose PE bags with self-adhesive strip for clinical and laboratory use, self-adhesive strip, sticks on smooth and clean surfaces. Residue-free on removable.

Material / Material: Polyethylen / Polyethylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39232100

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

B x L W x L mm	Volumen Volume	Packungseinheit Packaging	Bestell Nr. Order No.
200 x 300	1,5 l	1.000	70 00 250
300 x 300	6,5 l	1.000	70 00 260
300 x 450	8 l	1.000	70 00 270

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------