

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

Deckel für Küvetten,

aus Polyethylen für UV-Küvetten. Einfache Anwendung: Deckel wird einfach aufgesteckt
 Verhindert das Auslaufen bzw. Verdunsten des Inhaltes und schützt die Flüssigkeit vor Kontamination.
 Für die Lagerung in Kombination mit UV-Küvetten sollte die Temperatur nicht unter -20 ° C liegen.
 Deckel 2812010 passend für UV-Küvetten Mikro 2722130 und 2722131

General Product Information

Stopper for Cuvets

made of polyethylene for UV cuvettes. Easy to use: lid is simply attached.
 Prevents the leaking or evaporation of the contents and protects the liquid from contamination.
 For storage in combination with UV cuvettes, the temperature should not be below -20 ° C.
 Stopper 2812010 suitable to UV-Cuvets Micro 2722130 and 2722131

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Artikel / Product	Material / Material	Farbe/ Color	Menge pro Beutel/ Quantity per Pack	Bestellnr. / Order No.
Deckel aus PE für UV-Küvette mikro/ Cap of PE for UV-cuvetts micro	PE	Blau/ blue	100	28 12 010

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------