

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

Griffstopfen mit hoher Dichtigkeit durch 2 Dichtlamellen, in natur und 4 weiteren Farben, passend für Röhren mit Ø 11– 12 mm oder Ø 16 – 17 mm

General Product Information

Stoppers with very tight seal due to 2 sealing rings, available in natural and 4 more colors, suitable for Test Tubes with Ø 11- 12 mm or Ø 16 – 17 mm



Material / Material: Polyethylen / Polyethylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code 39235090

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Griffstopfen / Stoppers Ø 11- 12 mm

Farbe / Color	Packungsform / Packaging	Bestell Nr. / Order No.
natur / natural	Beutel / bag 1x1000	35 14 900
blau / blue	Beutel / bag 1x1000	35 14 90B
grün / green	Beutel / bag 1x1000	35 14 90G
rot / red	Beutel / bag 1x1000	35 14 90R
gelb /yellow	Beutel / bag 1x1000	35 14 90Y

Griffstopfen / Stoppers Ø 16- 17 mm

Farbe / Color	Packungsform / Packaging	Bestell Nr. / Order No.
natur / natural	Beutel / bag 1x1000	39 14 900
blau / blue	Beutel / bag 1x1000	3914 90B
grün / green	Beutel / bag 1x1000	3914 90G
rot / red	Beutel / bag 1x1000	3914 90R
gelb /yellow	Beutel / bag 1x1000	3914 90Y

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------