

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

## Allgemeine Produktdaten

**Impfeschlingen**, mit sechskantigem Griff für sicheres Arbeiten.  
 Beta-sterilisiert, verpackt in leicht zu öffnenden Peel-packs

### General Product Information

**Inoculating Loops**, with hexagonal handle for safe handling.  
 Beta-sterilized, individually packed in easy to open peel-packs

Material / Material: Polystyrol / Polysterene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes  Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes  Nein/No

Artikel Product	Packungsform Packaging	Verpackungseinheit Quantity p. Pack	Bestell Nr. Order No.
Impfeschlingen 1 µl, grün 1µl inoculating loops, green	100 Peel-packs à 20	2.000	70 20 100
Impfeschlingen 10 µl, blau 10 µl inoculating loops, blue	100 Peel-packs à 20	2.000	70 20 200

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------