 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

Schrankgestelle aus Edelstahl

Für die Lagerung von Kryo-Boxen in Tiefkühlschränken. Aus rostfreiem Edelstahl. Polierte Oberflächen, leicht zu reinigen. Stabile Konstruktion. Mit praktischen Tragegriffen. Fachabmessungen für alle Standard-Kryo-Boxen lieferbar.

General Product Information

Horizontal racks, stainless steel

For the storing of Cryo Boxes in freezer cabinets and chests. Stainless steel. Polished surfaces for perfect cleaning. Robust construction. Handles for convenient transport. Cryo Racks can be supplied with shelf sizes for any standard Cryo Boxes.


Material/ Material: Edelstahl / Stainless steel

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 73269098

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

 ratiolab® disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 2 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Fachanzahl Number of Shelves	Anzahl der Boxen Number of Boxes	Gestellmaße T x B x H Rack Size D x W x H	für Kryo-Boxen Höhe for Cryo-Boxes Height				Verpackungseinheit Quantity per Pack	Bestell-Nr. Order No.
			50 mm	75 mm	100 mm	130 mm		
horizontal x vertikal								
3 x 3	9	424 x 140 x 165 mm	X	-	-	-	1	54 00 007
3 x 4	12	424 x 140 x 219 mm	X	-	-	-	1	54 00 009
3 x 5	15	424 x 140 x 274 mm	X	-	-	-	1	54 00 022
4 x 2	8	566 x 140 x 164 mm	-	X	-	-	1	54 00 011
4 x 2	8	566 x 140 x 219 mm	-	-	X	-	1	54 00 010
4 x 2	8	566 x 140 x 275 mm	-	-	-	X	1	54 00 012
4 x 3	12	566 x 140 x 240 mm	-	X	-	-	1	54 00 006
4 x 3	12	566 x 140 x 314 mm	-	-	X	-	1	54 00 040
4 x 4	16	566 x 140 x 219 mm	X	-	-	-	1	54 00 004
4 x 4	16	566 x 140 x 319 mm	-	X	-	-	1	54 00 005
4 x 5	20	566 x 140 x 274 mm	X	-	-	-	1	54 00 003
4 x 6	24	566 x 140 x 328 mm	X	-	-	-	1	54 00 002
4 x 7	28	566 x 140 x 391 mm	X	-	-	-	1	54 00 008
5 x 2	10	705 x 140 x 161 mm	-	X	-	-	1	54 00 016
5 x 2	10	705 x 140 x 212 mm	-	-	X	-	1	54 00 020
5 x 3	15	705 x 140 x 240 mm	-	X	-	-	1	54 00 017
5 x 4	20	705 x 140 x 219 mm	X	-	-	-	1	54 00 013
5 x 4	20	705 x 140 x 319 mm	-	X	-	-	1	54 00 018
5 x 5	25	705 x 140 x 274 mm	X	-	-	-	1	54 00 014
5 x 6	30	705 x 140 x 328 mm	X	-	-	-	1	54 00 015

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------