


|                                                                                                                            |                                                |                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <br>ratiolab®<br>disposables for sciences | Qualitätsmanagement<br>Handbuch                | Formular P<br>Form P                       | Seite<br>page<br>Seite 1 von 1 |
|                                                                                                                            | Produkt-Spezifikation<br>Product Specification | Änd. Datum<br>Date of change<br>2022-12-05 | Änd. Stand<br>Revision<br>4    |

## Allgemeine Produktdaten

**Kryo-Schwimm-Racks** zum Auftauen oder Kühlen von Proben in PCR-Röhrchen oder PCR 8-fach-Streifen, Röhrchen sitzen fest im Rack und schwimmen nicht auf. Loch-Ø: 8 mm

### General Product Information

**Floating Cryo Racks** for the thawing out or cooling of sample in PCR tubes and PCR strips, tubes fit firmly in the racks and keep them well positioned in the bath. Hole-Ø: 8 mm

Material / Material: Polyvinylchlorid / Polyvinyl chloride

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39232990

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes  Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes  Nein/No

| Artikel /<br>Product                                                                   | B x T mm<br>W x D mm | Packungsform /<br>Packaging | Bestell-Nr. /<br>Order No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Kryo-Schwimm-Racks für PCR-Gefäße/<br>Floating Cryo Racks for PCR Tubes                | Ø 70                 | 10 Stück/ pcs               | 61 14 200                  |
| Kryo-Schwimm-Racks für PCR-<br>Röhrchenstreifen/<br>Floating Cryo Racks for PCR Strips | 80 x 80              | 10 Stück/ pcs               | 61 14 201                  |

This document was sent online and is valid without signature

|                                     |                                |                                        |                       |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Erstellt durch /<br>Form edited by: | Aleksandra Mil / Auszubildende | Freigegeben von /<br>Form approved by: | H. Bauer / QS/Technik |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|