

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P <i>Form P</i>	Seite <i>page</i> Seite 1 von 2
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2022-12-05	Änd. Stand <i>Revision</i> 4

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Kryo-Boxen, Format: 136 x 136 mm

Aus tiefkältebeständigem Karton. Zur Probenlagerung auch bei Tiefsttemperaturen. Wahlweise mit wasserabweisender oder wasserfester Kunststoff-Spezialbeschichtung. Temperaturbeständig bis -80°C. Höchste Flexibilität durch freie Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Rastereinsätzen für Gefäße von 6,5 mm bis 28,5 mm Durchmesser. Kryo-Boxen sind ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar.

General Product Information

ratiolab® Cryo Boxes, Format: 136 x 136 mm

Ultra low temperature-resistant cardboard. For sample storage even at ultra low temperatures. Optional with special water-repellant or waterproof coatings. Temperature resistant down to -80° C. Highest flexibility: Cryo Boxes can be combined with different Grid inserts for tubes from dia. 6.5 mm to 28.5 mm. The Cryo Boxes can be used for larger vessels when grid is removed.

Material Standardbeschichtung: Duplexkarton (UD2), 700 g/m² mit Chromopapier 100g/m²

Material standard coating: Duplex Carton (UD2), 700 g/m² with Chromopaper 100g/m²

Material Kunststoffbeschichtung: Duplexkarton (UD2), 700 g/m² mit acrylbeschichteter Folie 18 g/m²

Material plastic coating: Duplex Carton (UD2), 700 g/m² with acrylic coated foil, 18 g/m²

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 48192000

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	H. Bauer / QS/Technik
--	--------------------------------	---	-----------------------

 ratiolab® disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 2 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Farbe Color	Verpackungs- einheit Quantity per Pack	Höhe / Height 32 mm	Höhe / Height 50 mm	Höhe / Height 75 mm	Höhe / Height 100 mm	Höhe / Height 130 mm
		Bestell-Nr. Order No.	Bestell-Nr. Order No.	Bestell-Nr. Order No.	Bestell-Nr. Order No.	Bestell-Nr. Order No.
mit wasserabweisender Standardbeschichtung / Water-repellant standard coating						
weiß / white	10	51 41 321	51 41 501	51 41 751	51 41 001	51 41 131
blau / blue	10	51 41 322	51 41 502	51 41 752	51 41 002	51 41 132
rot / red	10	51 41 323	51 41 503	51 41 753	51 41 003	51 41 133
grün / green	10	51 41 324	51 41 504	51 41 754	51 41 004	51 41 134
gelb / yellow	10	51 41 325	51 41 505	51 41 755	51 41 005	51 41 135
mit Wasserfester Kunststoffbeschichtung / with waterproof plastic coating						
weiß / white	10	51 42 321	51 42 501	51 42 751	51 42 001	51 42 131
blau / blue	10	51 42 322	51 42 502	51 42 752	51 42 002	51 42 132
rot / red	10	51 42 323	51 42 503	51 42 753	51 42 003	51 42 133
grün / green	10	51 42 324	51 42 504	51 42 754	51 42 004	51 42 134
gelb / yellow	10	51 42 325	51 42 505	51 42 755	51 42 005	51 42 135

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------