	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P <i>Form P</i>	Seite <i>page</i> Seite 1 von 2
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2022-12-05	Änd. Stand <i>Revision</i> 4

## Allgemeine Produktdaten

### ratiolab® 96-Deep-Well-Platte, 1,2 ml, U-Boden

Micro-Tubes aus durchscheinendem Polypropylen (PP) mit sehr geringer Proteinbindung

Micro-Rack, Trägerplatte und Deckel aus durchscheinendem Polypropylen (PP)

- 100% Dichtigkeit
- für die Bearbeitung kleiner Volumina
- SBS-Standard, Mikrottestplattenformat
- staubdichter Deckel, stabile Konstruktion
- abgeschrägte Ecke am Rack zur eindeutigen Positionierung der Refill-Einheit
- leere oder gefüllte Micro-Racks lieferbar
- stapelbar, für Stacker-Systeme geeignet
- Micro-Racks, mit 96 codierten (A1 - H12) oder uncodierten Micro-Tubes komplett bestückt
- Geeignet für den Einsatz mit automatischen Dosierungssystem und Robotern
- autoklavierbar bei 121 °C, 20 min
- Temperaturenbeständigkeit bis -80°C

## General Product Information


### ratiolab® 96-Deep-Well-Plate, 1.2 ml, U-bottom

Microtubes of translucent polypropylene (PP) with very low protein binding

Micro-Racks, tray and lid of translucent polypropylene (PP)

- 100% tightness
- for processing small volumes
- SBS-standard, micro plate format
- dustproof lid, robust design
- a sloping edge at the racks for the positioning of the refill unit
- available as empty racks or equipped with 96 coded (A1 - H12) or non-coded Micro-Tubes
- excellently suited to use in automatic dosing and robotic systems
- stackable, for the use with stacker instruments
- autoclavable at 121 °C, 20 min
- temperature-resistant at temperatures to -80°C

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	H. Bauer / QS/Technik
--	--------------------------------	---	-----------------------

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P <i>Form P</i>	Seite <i>page</i> Seite 2 von 2
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2022-12-05	Änd. Stand <i>Revision</i> 4

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes  Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes  Nein/No

Artikel / Product	Verpackungsform / Packaging	Bestellnummer / Order No.
ratiolab® Micro-Tubes, einzeln / single	Beutel / bags 5 x 1000	82 00 001
ratiolab® Micro-Tubes, 8-fach-Streifen / strips of 8	Beutel / bags 5 x 120	82 00 002
ratiolab® Micro-Racks, gefüllt / loaded	Micro-Racks 50 x 96	82 00 003
ratiolab® Micro-Racks, gefüllt, codiert / loaded, coded	Micro-Racks 50 x 96	82 00 004
ratiolab® Refill mit/with 96 Micro-Tubes, uncodiert/ non-coded	Micro-Racks 50 x 96	82 00 005
ratiolab® Refill, mit/with 96 Micro-Tubes, codiert / coded	Micro-Racks 50 x 96	82 00 006
ratiolab® Micro-Racks, ungefüllt / empty	Micro-Racks 50 x 96	82 00 007

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	H. Bauer / QS/Technik
--	--------------------------------	---	-----------------------