

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P <i>Form P</i>	Seite <i>page</i> Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2022-12-05	Änd. Stand <i>Revision</i> 4

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Multibox® plus und -ultra für Multitray® Pipettenspitzen,

Wiederverwendbare Pipettenspitzenboxen zum Einsatz des ratiolab® MultiTray® Refill Systems, Multibox® plus aus PC mit staubdicht schließendem Deckel, aufklappbar, aufschiebbar und komplett abnehmbar, Multibox® ultra aus PP mit Klappdeckel, autoklavierbar bei 121°C, 20min.

General Product Information

ratiolab® Multibox® plus and -ultra for Multitray® pipet tips,

Reusable pipet tip boxes for the ratiolab® MultiTray® refill systems, Multibox® plus, PC, with dust-proof hinged and sliding lid, completely removable, Multibox® ultra, PP, with hinged lid, autoclavable at 121°C, 20min.

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

CE-Kennzeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

Artikel / Product	Material / Material	Volumen / Volume	Bestellnr. / Order No.
ratiolab® Multibox®plus,	PC	bis 1000 µl	80 10 161
ratiolab® Multibox®ultra, niedrig / low	PP	bis 300 µl	80 30 160
ratiolab® Multibox®ultra, hoch / high	PP	bis 1000 µl	80 30 170

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	H. Bauer / QS/Technik
--	--------------------------------	---	-----------------------