

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

Multistand plus für Probenröhrchen

Mit dem Multistand plus für Probenröhrchen haben Sie die Möglichkeit bis zu 50 Probenröhrchen (Ø 12 bis 18 mm) sicher zu lagern und zu platzieren. Der Multistand plus für Probenröhrchen hält einer Temperatur von bis zu 75°C stand und ist autoklavierbar.

General Product Information

Multistand plus for sample tubes

the multistand plus is suitable for sample tubes and you have the opportunity to store and place 50 tubes (Ø 12 to 18 mm). The multistand plus has a temperature resistance up to 75°C and is autoclavable.

Material / material: Polypropylen / Polypropylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-IVD Zeichnung / CE-IVD marking: Ja/Yes Nein/No

B x L x H W x L x H mm	Farbe Color	Packungseinheit Packaging	Bestell Nr. Order No.
115 x 200 x 50	weiß / white	1	37 12 302
115 x 200 x 50	rot / red	1	37 12 301

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	H. Bauer QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tagik QS/ Technik
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------