

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

Ohrtips, für Otoskope der Firmen Heine K 180®, Mini3000®, Beta 200®, KaWe Piccolight C®, Riester ri-mini®, hohe Präzision, ergonomisch und anschmiegsam geformt, ohne scharfe Kanten, hygienische Alternative durch Einmalgebrauch

General Product Information

Ear Tips, for Heine K 180®, Mini3000®, Beta 200®, KaWe Piccolight C®, Riester ri-mini® otoscopes, high precision, ergonomic and smoothly formed, no sharp edges, hygienic disposable alternative

Material / Material: Polystyrol / Polystyrene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

Ø - mm	Farbe Color	Packungsform Packaging	Bestell-Nr. Order No.
2,5	schwarz / black	Beutel/ bags 20 x 50	10 20 340
2,5	schwarz / black	Beutel/ bags 2 x 500	10 20 350
2,5	schwarz / black	Beutel/ bags 1 x 1.000	10 20 330
2,5	grau / grey	Beutel/ bags 20 x 50	10 20 250
2,5	grau / grey	Beutel/ bags 2 x 500	10 20 260
2,5	grau / grey	Beutel/ bags 1 x 1.000	10 20 230
4,0	schwarz / black	Beutel/ bags 20 x 50	10 20 341
4,0	schwarz / black	Beutel/ bags 2 x 500	10 20 351
4,0	schwarz / black	Beutel/ bags 1 x 1.000	10 20 331
4,0	grau / grey	Beutel/ bags 20 x 50	10 20 251
4,0	grau / grey	Beutel/ bags 2 x 500	10 20 261
4,0	grau / grey	Beutel/ bags 1 x 1.000	10 20 231

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	H. Bauer QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tagik QS/ Technik
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------