

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

Ohrrichter, für Otoskope der Firma Heine Beta 100®, hohe Präzision, ergonomisch und anschmiegsam geformt, ohne scharfe Kanten, die hygienische Alternative durch Einmalgebrauch.

General Product Information

Ear Funnels, for Heine Beta 100® otoscopes, high precision, ergonomic and smoothly formed, no sharp edges, the hygienic disposable alternative.

Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance: Max. = +40°C / Min. = -10°C

Material / Material: Polystyrol / Polystyrene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

Ø - mm	Farbe Color	Packungsform Packaging	Bestell Nr. Order No.
2,5	schwarz / black	1 x 1000	10 20 240
2,5	schwarz / black	2 x 500	10 20 243
2,5	schwarz / black	20 x 50	10 20 540
4,0	schwarz / black	1 x 1000	10 20 241
4,0	schwarz / black	2 x 500	10 20 242
4,0	schwarz / black	20 x 50	10 20 541

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	H. Bauer QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tagik QS/ Technik
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------