 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 5
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

## Allgemeine Produktdaten

### ratiolab® Pipettenspitzen,

dichter Sitz durch passgenauen Konus, optimale Handhabung durch verzugsfreie Form, autoklavierbar, garantiert staubfrei durch Spezial-Ionisierung, minimale Restbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität, ausgezeichnete Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenöffnung, praxisgerechte Spitzen-Volumina, für die im Labor gängigsten Pipetten Fabrikate geeignet.

### General Product Information

#### ratiolab® Pipet tips,


tight fit due to the precisely fitting cone, optimal handling due to non-deforming shape, autoclavable, guaranteed dust-free due to special ionization treatment, minimal residual wetting due to controlled quality of raw materials used, excellent volume accuracy due to precise tip orifice, practice-oriented tip volumes, suitable for all commonly used pipet types.

Material / Material: Polypropylen / Polypropylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 84799070


CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes  Nein/No

Erstellt durch / Form edited by:	H. Bauer QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tagik QS/ Technik
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------

 disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 2 von 5
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4


Artikel Product	Passfähigkeit Fit	Volumen Volume	Länge Length mm	Sterilisiert sterilized	Packungseinheit Packaging	Verpackungseinheit Quantity per Unit	Bestell Nr. Order No.
Pipettenspitze kristall Typ „E“ / Crystal pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	0,5-20	45,80		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	25 00 170
Pipettenspitze kristall Typ „E“ / Crystal pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	0,5-20	45,80		Multiracks 10 x 96	960	25 13 172
Pipettenspitze kristall Typ „E“ / Crystal pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	0,5-20	45,80	X	Multiracks 10 x 96	960	25 53 172
Pipettenspitze kristall Typ „E“ / Crystal pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	0,5-20	45,80		MultiTray 10 x 96	960	25 30 172
Pipettenspitze kristall Typ „G“ / Crystal pipet tip “G”	Alle gängigen / All commonly	0,1-10	38,30		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	25 00 190
Pipettenspitze kristall Typ „G“ / Crystal pipet tip “G”	Alle gängigen / All commonly	0,1-10	38,30		Multiracks 10 x 96	960	25 13 192
Pipettenspitze kristall Typ „G“ / Crystal pipet tip “G”	Alle gängigen / All commonly	0,1-10	38,30	X	Multiracks 10 x 96	960	25 53 192
Pipettenspitze kristall Typ „G“ / Crystal pipet tip “G”	Alle gängigen / All commonly	0,1-10	38,30		MultiTray 10 x 96	960	25 30 192
Pipettenspitze kristall xl / Crystal pipet tip xl	Alle gängigen / All commonly	0,1-10	45,50		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	21 00 500
Pipettenspitze kristall xl / Crystal pipet tip xl	Alle gängigen / All commonly	0,1-10	45,50		Multiracks 10 x 96	960	25 13 502
Pipettenspitze kristall xl / Crystal pipet tip xl	Alle gängigen / All commonly	0,1-10	45,50	X	Multiracks 10 x 96	960	25 53 502
Pipettenspitze kristall xl / Crystal pipet tip xl	Alle gängigen / All commonly	0,1-10	45,50		MultiTray 10 x 96	960	25 30 173
Pipettenspitze gelb Typ „E“ / Yellow pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	1-200	49,50		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	21 00 600
Pipettenspitze gelb Typ „E“ / Yellow pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	1-200	49,50		Multiracks 10 x 96	960	21 13 602
Pipettenspitze gelb Typ „E“ / Yellow pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	1-200	49,50	X	Multiracks 10 x 96	960	21 53 602
Pipettenspitze gelb Typ „E“ / Yellow pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	1-200	49,50		MultiTray 10 x 96	960	21 30 602
Pipettenspitze farblos Typ „E“ / Colorless pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	1-200	49,50		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	24 00 600
Pipettenspitze farblos Typ „E“ / Colorless pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	1-200	49,50		Multiracks 10 x 96	960	24 13 602
Pipettenspitze farblos Typ „E“ / Colorless pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	1-200	49,50	X	Multiracks 10 x 96	960	24 53 602
Pipettenspitze farblos Typ „E“ / Colorless pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	1-200	49,50		MultiTray 10 x 96	960	24 30 602

Erstellt durch / Form edited by:	H. Bauer QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tagik QS/ Technik
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------

 ratiolab <sup>®</sup> disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 3 von 5
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4


Artikel Product	Passfähigkeit Fit	Volumen Volume	Länge Length mm	Sterilisiert sterilized	Packungseinheit Packaging	Verpackungseinheit Quantity per Unit	Bestell Nr. Order No.
Pipettenspitze gelb Typ „universal“ / Yellow pipet tip “universal”	Alle gängigen / All commonly	1-250	51,20		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	25 00 160
Pipettenspitze gelb Typ „universal“ / Yellow pipet tip “universal”	Alle gängigen / All commonly	1-250	51,20		Multiracks 10 x 96	960	25 13 162
Pipettenspitze gelb Typ „universal“ / Yellow pipet tip “universal”	Alle gängigen / All commonly	1-250	51,20	X	Multiracks 10 x 96	960	25 53 162
Pipettenspitze gelb Typ „universal“ / Yellow pipet tip “universal”	Alle gängigen / All commonly	1-250	51,20		MultiTray 10 x 96	960	25 30 162
Pipettenspitze farblos Typ „universal“ / Colorless pipet tip “universal”	Alle gängigen / All commonly	1-250	50,00		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	25 00 163
Pipettenspitze farblos Typ „universal“ / Colorless pipet tip “universal”	Alle gängigen / All commonly	1-250	50,00		Multiracks 10 x 96	960	25 13 163
Pipettenspitze farblos Typ „universal“ / Colorless pipet tip “universal”	Alle gängigen / All commonly	1-250	50,00	X	Multiracks 10 x 96	960	25 53 163
Pipettenspitze farblos Typ „universal“ / Colorless pipet tip “universal”	Alle gängigen / All commonly	1-250	50,00		MultiTray 10 x 96	960	25 30 163
Pipettenspitze „Oxford“ / Pipet tip “Oxford”	Alle gängigen / All commonly	1-200	65,30		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	25 00 110
Pipettenspitze „MLA“ / Pipet tip “MLA”	Alle gängigen / All commonly	1-200	47,50		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	25 00 140
Pipettenspitze „Wide Bore“ / Pipet tip “Wide Bore”	Alle gängigen / All commonly	1-200	50,50		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	21 00 553
Pipettenspitze blau Typ „E“ / Blue pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.200	70,94		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	21 00 610
Pipettenspitze blau Typ „E“ / Blue pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.200	70,94		Multiracks 10 x 60	600	21 13 612
Pipettenspitze blau Typ „E“ / Blue pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.200	70,94	X	Multiracks 10 x 60	600	21 53 612
Pipettenspitze blau Typ „E“ / Blue pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.200	70,94		MultiTray 16 x 60	960	21 30 612
Pipettenspitze farblos Typ „E“ / Colorless pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.200	70,94		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	24 00 610
Pipettenspitze farblos Typ „E“ / Colorless pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.200	70,94		Multiracks 10 x 60	600	24 13 612
Pipettenspitze farblos Typ „E“ / Colorless pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.200	70,94	X	Multiracks 10 x 60	600	24 53 612
Pipettenspitze farblos Typ „E“ / Colorless pipet tip “E”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.200	70,94		MultiTray 16 x 60	960	24 30 612
Pipettenspitze „MLA“ / Pipet tip “MLA”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.000	86,30		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	25 00 150
Pipettenspitze „Wide Bore“ / Pipet tip “Wide Bore”	Alle gängigen / All commonly	100- 1.000	85,40		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	21 00 555
Pipettenspitze Dr. Lange / Pipet tip Dr. Lange	Dr. Lange	100- 1.000	86,30		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	25 00 130

Erstellt durch / Form edited by:	H. Bauer QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tagik QS/ Technik
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------

 ratiolab <sup>®</sup> disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 4 von 5
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Artikel Product	Passfähigkeit Fit	Volumen Volume	Länge Length mm	Sterilisiert sterilized	Packungseinheit Packaging	Verpackungseinheit Quantity per Unit	Bestell Nr. Order No.
Pipettenspitze farblos Typ „ES“ / Colorless pipet tip “ES”	Socorex Acura+Calibra, Eppendorf Reference 2	500- 2.500	115,00		Beutel / bag 1 x 250	250	25 00 180
Pipettenspitze „Finntip“ / Pipet tip “Finntip”	Thermo Scientific Dr. Lange, Brand	1.000- 5.000	147,60		Faltschachteln / Box 1 x 75	75	24 00 620
Pipettenspitze „Finntip“ / Pipet tip “Finntip”	Thermo Scientific Dr. Lange, Brand	1.000- 5.000	147,60		Beutel / bag 1 x 1.000	1.000	24 00 622
Pipettenspitze „Finntip“ / Pipet tip “Finntip”	Thermo Scientific Dr. Lange, Brand	1.000- 5.000	147,60		Beutel / bag 1 x 3.000	3.000	24 00 623
Pipettenspitze „Finntip“ / Pipet tip “Finntip”	Thermo Scientific Dr. Lange, Brand	1.000- 5.000	147,60		Beutel / bag 1 x 500	500	24 00 624
Pipettenspitze „Finntip“ / Pipet tip “Finntip”	Thermo Scientific Dr. Lange, Brand	1.000- 5.000	147,60		Rack 1 x 50	50	24 10 620
Pipettenspitze „Finntip“ / Pipet tip “Finntip”	Thermo Scientific Dr. Lange, Brand	1.000- 5.000	147,60	X	Rack 1 x 50	50	24 53 620
Pipettenspitze „Makro“ / Pipet tip “Makro”	Gilson, Slamed	1.000- 5.000	119,70		Beutel / bag 1 x 250	250	24 00 630
Pipettenspitze „Makro“ / Pipet tip “Makro”	Gilson, Slamed	1.000- 5.000	119,70		Rack 1 x 50	50	24 10 630
Pipettenspitze „Makro“ / Pipet tip “Makro”	Gilson, Slamed	1.000- 5.000	119,70	X	Rack 1 x 50	50	24 53 630
Pipettenspitze „Makro II“ / Pipet tip “Makro II”	Socorex Accura Ratiopetta, Slamed, Biohit, Eppendorf	1.000- 5.000	126,00		Beutel / bag 1 x 300	300	24 00 650
Pipettenspitze „Makro II“ / Pipet tip “Makro II”	Socorex Accura Ratiopetta, Slamed, Biohit, Eppendorf	1.000- 5.000	126,00		Rack 1 x 50	50	24 10 650
Pipettenspitze „Makro II“ / Pipet tip “Makro II”	Socorex Accura Ratiopetta, Slamed, Biohit, Eppendorf	1.000- 5.000	126,00	X	Rack 1 x 50	50	24 53 650
Pipettenspitze „Makro III“ / Pipet tip “Makro III”	Eppendorf Research plus, Biohit, Socorex Acura	1.000- 5.000	133,30		Beutel / bag 1 x 300	300	24 00 653
Pipettenspitze „Makro III“ / Pipet tip “Makro III”	Eppendorf Research plus, Biohit, Socorex Acura	1.000- 5.000	133,30		Rack 1 x 50	50	24 10 653
Pipettenspitze „Makro III“ / Pipet tip “Makro III”	Eppendorf Research plus, Biohit, Socorex Acura	1.000- 5.000	133,30	X	Rack 1 x 50	50	24 53 653
Pipettenspitze „Makro IV“ / Pipet Tip „Makro IV”	Slamed Precision, Gilson	1.000- 5.000	124,00		Beutel / bag 1 x 250	250	24 00 655
Pipettenspitze farblos / Pipet Tip colorless	Slamed Precision, Eppendorf	1.000- 10.000	161,00		Beutel / bag 1 x 200	200	24 00 645
Pipettenspitze „Finntip“ / Pipet tip “Finntip”	Thermo Scientific Socorex, Slamed	2.000- 10.000	150,20		Beutel / bag 1 x 100	100	24 00 640
Pipettenspitze „Finntip“ / Pipet tip “Finntip”	Thermo Scientific Socorex, Slamed	2.000- 10.000	150,20		Rack 1 x 25	25	24 10 640

Erstellt durch / Form edited by:	H. Bauer QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tagik QS/ Technik
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------

 <small>disposables for sciences</small>	<b>Qualitätsmanagement Handbuch</b>	Formular P Form P	Seite page Seite 5 von 5
	<b>Produkt-Spezifikation Product Specification</b>	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Artikel Product	Passfähigkeit Fit	Volumen Volume	Länge Length mm	Sterilisiert sterilized	Packungseinheit Packaging	Verpackungseinheit Quantity per Unit	Bestell Nr. Order No.
Pipettenspitze „Finntip“ / Pipet tip “Finntip”	Thermo Scientific Socorex, Slamed	2.000- 10.000	150,20	X	Rack 1 x 25	25	24 53 640
Pipettenspitze / Pipet tip	Brand, Socorex Gilson, Eppendorf	1.000- 10.000	153,60		Beutel / bag 1 x 100	100	24 00 642
Pipettenspitze / Pipet tip	Brand, Socorex Gilson, Eppendorf	1.000- 10.000	153,60		Rack 1 x 25	25	24 10 642
Pipettenspitze / Pipet tip	Brand, Socorex Gilson, Eppendorf	1.000- 10.000	153,60	X	Rack 1 x 25	25	24 53 642

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	H. Bauer QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tagik QS/ Technik
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------