

 ratiolab® disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

Probenröhrchen aus klarem Polystyrol oder transparentem Polypropylen für den Laborbedarf.

General Product Information

Test Tubes clear Polystyrene or translucent Polypropylene for laboratory use.

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code 39269097

Artikel Product	Ø x H mm	Material	Volumen Volume	Bodenform Bottom	Zentrifugierbar Centrifugable RPM	Packungsform Packaging	Bestell Nr. Order No.
RIA-Röhrchen	11 x 70	PS	4 ml	rund / round	2.500	4 x 250	35 14 040
Coagulometer- Röhrchen	12 x 55	PS	4 ml	rund / round	2.000	1 x 1000	30 14 030
Probenröhrchen / Test tubes	12 x 75	PS	5 ml	rund / round	4.000	1 x 1000	35 14 030
Probenröhrchen / Test tubes	12 x 75	PP	5 ml	rund / round	9.000	1 x 1000	35 14 031
Probenröhrchen / Test tubes	13 x 75	PS	5,1 ml	rund / round	4.000	1 x 1000	35 14 032
Probenröhrchen / Test tubes	13 x 75	PP	5,1 ml	rund / round	4.000	1 x 1000	35 14 033
Probenröhrchen / Test tubes	16 x 100	PS	12 ml	rund / round	2.000	1 x 1000	37 14 010
Probenröhrchen / Test tubes	16 x 100	PP	12 ml	rund / round	5.000	1 x 1000	38 14 010
Probenröhrchen / Test tubes	18 x 105	PS	12 ml	Konisch / conical	2.500	1 x 500	35 20 000
Probenröhrchen / Test tubes	18 x 105	PS	12 ml	rund / round	2.500	1 x 500	36 22 000

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	H. Bauer QS/ Technik	Freigegeben von / Form approved by:	E. Tagik QS/ Technik
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------