 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen, Format 133 x 133 mm,

Aus tiefkältebeständigem Karton, zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen, temperaturbeständig bis -80°C. Wasserabweisend, Verpackung in praktischer Faltschachtel.

General Product Information

ratiolab® Grid Insert for Cryo Boxes, format 133 x 133 mm,

Ultra low temperature-resistant cardboard, for sample storage even at ultra-low temperatures, temperature-resistant down to -80°C. water-repellent finish, packaging in practical folding boxes.

Material / Material: Karton /Cardboard


Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 48192000

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Raster Grid	Verpackungseinheit Quantity per Pack	für Röhrchen Ø for Tube Ø	Rasterhöhe / Height of Grids 25 mm Bestell-Nr. / Order No.	Rasterhöhe / Height of Grids 30 mm Bestell-Nr. / Order No.
4x4	10	28,0 mm	51 20 214	51 20 215
5x5	10	23,0 mm	51 20 124	51 20 125
6x6	10	19,0 mm	51 20 134	51 20 135
7x7	10	16,0 mm	51 20 144	51 20 145
8x8	10	14,0 mm	51 20 154	51 20 155
9x9	10	11,5 mm	51 20 165	51 20 166
10x10	10	10,5 mm	51 20 175	51 20 174
12x12	10	8,5 mm	51 20 185	51 20 184
13x13	10	8,0 mm	51 20 194	51 20 195
14x14	10	7,0 mm	51 20 204	5120 205
16x16	10	6,0 mm	51 20 225	51 20 226

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

 ratiolab [®] disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 2 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Raster Grid	Verpackungseinheit Quantity p. Pack	für Röhrchen Ø for Tube Ø	Rasterhöhe / Height of Grids 40 mm Bestell-Nr. / Order No.	Rasterhöhe / Height of Grids 65 mm Bestell-Nr. / Order No.
4x4	10	28,0 mm	51 20 216	51 20 217
5x5	10	23,0 mm	51 20 126	51 20 127
6x6	10	19,0 mm	51 20 136	51 20 137
7x7	10	16,0 mm	51 20 146	51 20 147
8x8	10	14,0 mm	51 20 156	51 20 157
9x9	10	11,5 mm	51 20 167	51 20 168
10x10	10	10,5 mm	51 20 176	51 20 177
12x12	10	8,5 mm	51 20 186	51 20 187
13x13	10	8,0 mm	51 20 196	51 20 197
14x14	10	7,0 mm	51 20 206	51 20 207
16x16	10	6,0 mm	51 20 227	51 20 228

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------