

 ratiolab® disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen Format 136 x 136 mm

Aus tiefkältebeständigem Karton, zur Probenlagerung auch bei Tiefsttemperaturen.
 Temperaturbeständig bis -80°C. Wasserabweisend, Verpackung in praktischer Faltschachtel.

General Product Information

ratiolab® Grid Insert for Cryo Boxes format 136 x 136 mm

Ultra low temperature-resistant cardboard, for sample storage even ultra low temperatures.
 Temperature-resistant down to -80°C. water-repellent finish, packaging in practical folding boxes.

Material / Material: Karton/Cardboard

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 48192000

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Raster Grid	Packungsform Quantity per Pack	für Röhrenchen Ø for Tube Ø	Rasterhöhe / Height of Grids 25mm Bestell-Nr. / Order No.	Rasterhöhe / Height of Grids 30mm Bestell-Nr. / Order No.
4x4	10	28,5	51 20 210	51 20 211
5x5	10	23,5	51 20 121	51 20 120
6x6	10	19,5	51 20 131	51 20 130
7x7	10	16,5	51 20 143	51 20 140
8x8	10	14,5	51 20 152	51 20 150
9x9	10	12,0	51 20 163	51 20 160
10x10	10	11,0	51 20 173	51 20 170
12x12	10	9,0	51 20 182	51 20 180
13x13	10	8,5	51 20 190	51 20 193
14x14	10	7,5	51 20 202	51 20 203
16x16	10	6,5	51 20 221	51 20 222

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

 ratiolab® disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 2 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Raster Grid	Packungsform Quantity p. Pack	für Röhrenchen Ø for Tube Ø	Rasterhöhe / Height of Grids 40mm Bestell-Nr. / Order No.	Rasterhöhe / Height of Grids 65mm Bestell-Nr. / Order No.
4x4	10	28,5	51 20 212	51 20 213
5x5	10	23,5	51 20 122	51 20 123
6x6	10	19,5	51 20 132	51 20 133
7x7	10	16,5	51 20 142	51 20 141
8x8	10	14,5	51 20 151	51 20 153
9x9	10	12,0	51 20 161	51 20 162
10x10	10	11,0	51 20 172	51 20 171
12x12	10	9,0	51 20 181	51 20 183
13x13	10	8,5	51 20 191	51 20 192
14x14	10	7,5	51 20 201	51 20 200
16x16	10	6,5	51 20 223	51 20 224

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------