 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

ratiopetta® erhältlich in Volumina von 0,1 µl - 5000 µl, einfache Volumeneinstellung am leichtgängigen Stelling, ermüdungsfreies Arbeiten, gut spürbare Druckpunkte für Pipettier- und Ausblasfunktion, Einzelprüfung nach ISO8655/DIN12650, korrosionsresistenter Kolben und Spitzenabwurf.

Voll autoklavierbar bei 121°C, 20 Min., nach dem Autoklavieren Pipette mindestens 12 Stunden abkühlen lassen

General Product Information

ratiopetta® obtainable in volumes from 0.1 µl - 5000 µl, easy volume setting by smooth-running setting ring, fatigue-free work, possible for the analyst over longer pipetting series, touch-sensitive pressure point for pipetting and discharging, individual checking according to ISO8655/DIN12650, corrosion-resistant piston and tip ejector.


Fully autoclaved at 121°C, 20 Min., after autoclaving the pipette must be cooled down over 12 hours.

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 84798997

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-IVD Zeichnung / CE-IVD marking: Ja/Yes Nein/No

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------

 ratiolab® disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 2 von 2
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Einkanal-Präzisionspipette ratiopetta®
 Single-channel Precision Pipet ratiopetta®

Volumen-Bereich Volume-Range µl	Genauigkeit Accuracy < ± %	Präzision Precision <%	Verpackungs- einheit Quantity per Pack	Bestell-Nr. Order No.
0,1-2,5	3,00	3,00	1	47 80 025
0,5-10	1,50	1,50	1	47 80 010
2,0-20	1,20	1,00	1	47 80 020
10-100	1,00	0,40	1	47 80 100
20-200	0,80	0,40	1	47 80 200
100-1000	0,70	0,25	1	47 81 000
1000-5000	0,60	0,30	1	47 85 000

8-Präzisionspipette ratiopetta®
 8-channel Precision Pipet ratiopetta®

Volumen-Bereich Volume-Range µl	Genauigkeit Accuracy < ± %	Präzision Precision <%	Verpackungs- einheit Quantity per Pack	Bestell-Nr. Order No.
0,5-10	2,50	2,50	1	47 80 018
5,0-50	1,50	1,00	1	47 80 058
50-300	1,00	0,50	1	47 80 308

12-Präzisionspipette ratiopetta®
 12-channel Precision Pipet ratiopetta®

Volumen-Bereich Volume-Range µl	Genauigkeit Accuracy < ± %	Präzision Precision <%	Verpackungs- einheit Quantity per Pack	Bestell-Nr. Order No.
0,5-10	2,50	2,50	1	47 80 012
5,0-50	1,50	1,00	1	47 90 052
50-300	1,00	0,50	1	47 90 302

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------