

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

Scintillationsgefäße, höchste Präzision für den Einsatz in Analysenautomaten, Einsteckröhrchen mit Spezialverschluss für hohe Dichtigkeit und Auslaufsicherheit, leichtes Öffnen und Verschließen

General Product Information

Scintillation Vessels, high- precision design for use with robotic analytical systems, insert tubes with special leakproof cap, convenient opening and closing.

Material / Material: Polyethylen / Polyethylene (HD-PE)

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Artikel Product	Volumen Volume	Ø x H mm	Packungseinheit Packaging	Bestell Nr. Order No.
Scintillationsflaschen mit Deckel Scintillation bottles with cap	20 ml	27 x 60	Karton / cardboardbox 1 x 1000	58 10 100
Deckel für Scintillationsflaschen Lids for Scintillation bottles	-	-	Beutel / bag 1 x 1000	58 10 10D
Einsteckröhrchen für Scintillationsflaschen Insert tubes for Scintillation bottles	4 ml	14 x 56	Karton / cardboardbox 2 x 1000	58 10 110

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------