

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

Transportbeutel „BIOHAZARD“

transparent mit Druckverschluss zum Wiederverschließen und einer separaten Außentasche für die Dokumentation. Geeignet für den Probentransport.

General Product Information

Transport bag “BIOHAZARD”

Transparent with fast-zip closure for reclosing and with a separate external pocket for documentation. Suitable for sample transport.

Material / Material: Polyethylen / Polyethylene (LDPE)

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39232100

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

B x L W x L mm	Folienstärke Film Thickness	Packungseinheit Packaging	Bestell Nr. Order No.
155 x 250/210	0,05 mm	1 x 100	70 00 300
230 x 305/250	0,05 mm	1 x 100	70 00 310

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------