

 ratiolab® disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Vernichtungsbeutel Standard aus besonders starker Folie mit breiter Bodennaht, zur Entsorgung kontaminierter Laborartikel. Autoklavierbar bis 134°C für 20 min., zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.

General Product Information

ratiolab® Waste Disposal bag Standard of very strong film with a broad seam at the bottom, for the disposal of contaminated labware. Autoclavable at 134°C for 20 min, for autoclaving the bag must not be completely closed.

Material / material: Polypropylen / Polypropylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code 39232990

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Volumen ca. l Volume approx. l	B x H mm W x H mm	Toleranz tolerance	Folienstärke Film Thickness	Verpackungseinheit Quantity per Pack	Bestell Nr. Order No.
1,5 l	200x300	+/- 5%	50µm	100	70 01 000*
6 l	300 x 500	+/- 5%	50µm	500	70 01 100
22 l	400 x 780	+/- 5%	50µm	500	70 01 150
32 l	600 x 800	+/- 5%	50µm	500	70 01 200
32 l	600 x 800	+/- 5%	50µm	100	70 01 210
32 l	600 x 800	+/- 5%	100µm	125	70 01 212
72 l	700 x 1100	+/- 5%	50µm	350	70 01 300
72 l	700 x 1100	+/- 5%	50µm	75	70 01 310
72 l	700 x 1100	+/- 5%	100µm	75	70 01 311

* in Faltschachtel

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------