

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

## Allgemeine Produktdaten

**ratiolab® Vernichtungsbeutel hochtransparent** zur Beseitigung kontaminierter Laborartikel, Beutel aus besonders starker PP-Folie mit breiter Bodennaht, autoklavierbar bis 121°C für 20 min. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden

### General Product Information

**ratiolab® Waste Disposal bag high Transparency** for the disposal of contaminated labware, Bags of very strong PP-film with a broad seam at the bottom, autoclavable at 121°C for min. For autoclaving the bag must not be completely closed

Material / material: Polypropylen / Polypropylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes  Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes  Nein/No

Folienstärke Film Thickness	B x L mm W x L mm	Toleranz tolerance	Volumen Volume	Verpackungseinheit Quantity per Pack	Bestell-Nr. Order No.
50µm	200 x 300	+/- 5%	1,5 l	100	70 01 005*
50µm	300 x 500	+/- 5%	6 l	500	70 01 105
50µm	400 x 780	+/- 5%	22 l	500	70 01 155
50µm	600 x 800	+/- 5%	32 l	500	70 01 205
50µm	700 x 1100	+/- 5%	72 l	350	70 01 305

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------