 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement <i>Handbuch</i>	Formular P <i>Form P</i>	Seite <i>page</i> Seite 1 von 2
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2022-12-05	Änd. Stand <i>Revision</i> 4

## Allgemeine Produktdaten

### **ratiolab® Kryo-Boxen und Rastereinsätze**

Durch die auswechselbaren Rastereinsätze sind die Kryo-Boxen besonders praktisch und flexibel einsetzbar. Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90°C bis +121°C. Stabiler Scharnierdeckel mit sicherem Schnappverschluss. Stapelcken für den sicheren Transport. Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit am Boden. Die Kryo-Boxen sind ohne Rastereinsätze auch für größere Gefäße verwendbar.

### **General Product Information**

#### **ratiolab® Cryo boxes and Grids**

*These Cryo Boxes are practical and flexible due to their removable inserts. Autoclavable, temperature-resistant from -90°C to +121°C. Robust hinge with safe snap-on lid. Stackable for safe transport. Drain bores at the bottom for dew liquids. Cryo Boxes can also be used for larger vessels by removing the grid inserts.*


Material / *Material*: Polypropylen / *Polypropylene*

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code*: 39269097

CE-Kennzeichnung / *CE-marking*: Ja/Yes  Nein/No

Sterilisiert / *pre-sterilized*: Ja/Yes  Nein/No

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	A Balassa QS/ Technik	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	K. Schübler QS / Technik
--	-----------------------	---	--------------------------

 ratiolab <sup>®</sup> disposables for sciences	Qualitätsmanagement <i>Handbuch</i>	Formular P <i>Form P</i>	Seite <i>page</i> Seite 2 von 2
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2022-12-05	Änd. Stand <i>Revision</i> 4

Farbe <i>Color</i>	B x T x H mm <i>W x D x H mm</i>	Verpackungseinheit <i>Quantity per Pack</i>	Bestell-Nr. <i>Order No</i>
<b>Kryo-Boxen ohne Rastereinsätze / <i>Cryo Boxes without Grid Insert</i></b>			
natur / <i>neutral</i>	133 x 133 x 52	5	52 20 010
gelb / <i>yellow</i>	133 x 133 x 52	5	52 20 011
rot / <i>red</i>	133 x 133 x 52	5	52 20 012
grün / <i>green</i>	133 x 133 x 52	5	52 20 013
blau / <i>blue</i>	133 x 133 x 52	5	52 20 014
schwarz / <i>black</i>	133 x 133 x 52	5	52 20 015
natur / <i>neutral</i>	133 x 133 x 75	5	52 20 020
gelb / <i>yellow</i>	133 x 133 x 75	5	52 20 021
rot / <i>red</i>	133 x 133 x 75	5	52 20 022
grün / <i>green</i>	133 x 133 x 75	5	52 20 023
blau / <i>blue</i>	133 x 133 x 75	5	52 20 024
schwarz / <i>black</i>	133 x 133 x 75	5	52 20 025

\* → Abmessungen der Kryo-Boxen mit Scharnieren und Schnappverschluss: 142 x 133 x 52 (75) mm  
 Dimensions of the cryo boxes with hinges and snap lock: 142 x 133 x 52 (75) mm

Raster <i>Grid</i>	B x T x H mm <i>W x D x H mm</i>	für Röhrenchen Ø mm <i>For Tube Ø mm</i>	Verpackungseinheit <i>Quantity per Pack</i>	Bestell-Nr. <i>Order No</i>
<b>Rastereinsätze / <i>Grid Inserts</i></b>				
6 x 6	133 x 133 x 30	20,5	5	52 20 100
7 x 7	133 x 133 x 30	17,3	5	52 20 101
8 x 8	133 x 133 x 30	15,8	5	52 20 102
9 x 9	133 x 133 x 30	12,8	5	52 20 103
10 x 10	133 x 133 x 30	11,2	5	52 20 104

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	A Balassa QS/ Technik	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	K. Schübler QS / Technik
--	-----------------------	---	--------------------------