

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® 2 in 1 Kryo-Boxen mit Stülpedeckel, die Besonderheit: die Boxen sind höhenverstellbar von 50 mm auf 75 mm.

Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90°C bis +121°C, numerisch codiert, Stapelecken für den sicheren Transport. Format: 133 x 133 mm.

General Product Information

ratiolab® 2 in 1 cryo boxes with Slip Lid, the speciality: the boxes are adjustable in height from 50 mm to 75 mm.

Autoclavable, temperature-resistant from -90°C to +121°C. Numerically coded. Stackable for safe transport. Format: 133 x 133 mm.

Material / Material: Polypropylen / Polypropylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39269097

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

Raster/ Grid		6x6	7x7	8x8	9x9	10x10
für Röhrcchen/ for Tube Ø		19,0mm	17,0mm	15,0mm	13,0mm	11,5mm
Farbe Color	Verpackungseinheit Quantity p. Pack	Bestell Nr. Order No.	Bestell Nr. Order No.	Bestell Nr. Order No.	Bestell Nr. Order No.	Bestell Nr. Order No.
natur / neutral	5	53 20 410	53 20 310	53 20 210	53 20 010	53 20 110
gelb / yellow	5	53 20 411	53 20 311	53 20 211	53 20 011	53 20 111
rot / red	5	53 20 412	53 20 312	53 20 212	53 20 012	53 20 112
grün / green	5	53 20 413	53 20 313	53 20 213	53 20 013	53 20 113
blau / blue	5	53 20 414	53 20 314	53 20 214	53 20 014	53 20 114
schwarz / black	5	53 20 415	53 20 315	53 20 215	53 20 015	53 20 115
gemischt / mixed	5	53 20 416	53 20 316	53 20 216	53 20 016	53 20 116

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------