


| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
|  ratiolab® disposables for sciences | Qualitätsmanagement Handbuch | Formular P Form P | Seite page Seite 1 von 1 |
| | Produkt-Spezifikation Product Specification | Änd. Datum Date of change 2022-12-05 | Änd. Stand Revision 4 |

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Kryo-Boxen, Format: 136 x 136 x 75 mm

Aus tiefkältebeständigem Karton. Zur Probenlagerung auch bei Tiefsttemperaturen. Mit wasserfester Kunststoff-Spezialbeschichtung. Temperaturbeständig bis -80°C. Ideal für 5 ml Reaktionsgefäße geeignet.

Mit passendem Rastereinsatz.

Kryo-Boxen sind ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar.

General Product Information

ratiolab® Cryo Boxes, Format: 136 x 136 x 75 mm

Ultra low temperature-resistant cardboard. For sample storage even at ultra low temperatures. With waterproof coatings. Temperature resistant down to -80° C. Ideal for 5 ml reaction tubes.

With suitable grid instert.

The Cryo Boxes can be used for larger vessels when grid is removed.

Material Kunststoffbeschichtung: Duplexkarton (UD2), 700 g/m² mit acrylbeschichteter Folie 18 g/m²

Material plastic coating: Duplex Carton (UD2), 700 g/m² with acrylic coated foil, 18 g/m²

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code 48192000

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

| Farbe Color | Raster Grid | Für Röhrchen for tubes Ø x H mm | Verpackungseinheit Quantity per Pack | Bestell-Nr. Order No. |
|----------------|----------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| weiß / white | 6 x 6 | 17 x 60 | 10 | 51 42 756 |

This document was sent online and is valid without signature

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| Erstellt durch / Form edited by: | Aleksandra Mil / Auszubildende | Freigegeben von / Form approved by: | H. Bauer / QS/Technik |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|