

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P <i>Form P</i>	Seite <i>page</i> Seite 1 von 2
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2017-11-13	Änd. Stand <i>Revision</i> 3

## Allgemeine Produktdaten

### **ratiolab® Kryo-Boxen mit Rastereinsatz**

Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90°C bis +121°C. 81 Stellplätze im 9 x 9 Raster numerisch codiert. Stabiler Scharnierdeckel mit sicherem Schnappverschluss. Stapelecken für den sicheren Transport. Ablauföffnungen für Tauflässigkeit am Boden. Herausnehmbare Rastereinsätze. Die Kryo-Boxen sind ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar.

### **General Product Information**

#### **ratiolab® Cryo boxes with Grids**

*Autoclavable, temperature-resistant from -90°C to +121°C. 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded. Robust hinge with safe snap-on lid. Stackable for safe transport. Drain bores at the bottom for dew liquids. Removable grid inserts. Cryo Boxes can also be used for larger vessels by removing the grid inserts.*

Material / *Material*: Polypropylen / *Polypropylene*

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code*: 39269097

CE-Kennzeichnung / *CE-marking*: Ja/Yes  Nein/No

Sterilisiert / *pre-sterilized*: Ja/Yes  Nein/No

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	A Balassa QS/ Technik	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	K Schüßler QS / Technik
--	-----------------------	---	-------------------------

 ratiolab® disposables for sciences	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P <i>Form P</i>	Seite <i>page</i> Seite 2 von 2
	Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i>	Änd. Datum <i>Date of change</i> 2017-11-13	Änd. Stand <i>Revision</i> 3

Farbe <i>Color</i>	B x T x H mm (*) <i>W x D x H mm</i>	für Röhrenchen Ø mm <i>For Tube Ø mm</i>	Verpackungseinheit <i>Quantity per Pack</i>	Raster <i>Grid</i>	Bestell-Nr. <i>Order No</i>
<b>für Kryo - Röhrenchen 1,2 - 2 ml / for Cryo Tubes 1.2 - 2 ml</b>					
natur / <i>natural</i>	133 x 133 x 52	12,8	5	9 x 9	51 20 010
gelb / <i>yellow</i>	133 x 133 x 52	12,8	5	9 x 9	51 20 011
rot / <i>red</i>	133 x 133 x 52	12,8	5	9 x 9	51 20 012
grün / <i>green</i>	133 x 133 x 52	12,8	5	9 x 9	51 20 013
blau / <i>blue</i>	133 x 133 x 52	12,8	5	9 x 9	51 20 014
schwarz / <i>black</i>	133 x 133 x 52	12,8	5	9 x 9	51 20 015

\* → Abmessungen der KryoBoxen mit Scharnieren und Schnappverschluss: 142 x 133 x 52 mm  
 Dimensions of the cryo-boxes with hinges and snap lock: 142 x 133 x 52 mm

Farbe <i>Color</i>	B x T x H mm (*) <i>W x D x H mm</i>	für Röhrenchen Ø mm <i>For Tube Ø mm</i>	Verpackungseinheit <i>Quantity per Pack</i>	Raster <i>Grid</i>	Bestell-Nr. <i>Order No</i>
<b>für Kryo - Röhrenchen 3 - 4 ml / for Cryo Tubes 3 - 4 ml</b>					
natur / <i>natural</i>	133 x 133 x 75	12,8	5	9 x 9	51 20 020
gelb / <i>yellow</i>	133 x 133 x 75	12,8	5	9 x 9	51 20 021
rot / <i>red</i>	133 x 133 x 75	12,8	5	9 x 9	51 20 022
grün / <i>green</i>	133 x 133 x 75	12,8	5	9 x 9	51 20 023
blau / <i>blue</i>	133 x 133 x 75	12,8	5	9 x 9	51 20 024
schwarz / <i>black</i>	133 x 133 x 75	12,8	5	9 x 9	51 20 025

\* → Abmessungen der KryoBoxen mit Scharnieren und Schnappverschluss: 142 x 133 x 75 mm  
 Dimensions of the cryo-boxes with hinges and snap lock: 142 x 133 x 75 mm

Erstellt durch / <i>Form edited by:</i>	A Balassa QS/ Technik	Freigegeben von / <i>Form approved by:</i>	K Schüßler QS / Technik
--	-----------------------	---	-------------------------