


| | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|
|  <small>disposables for sciences</small> | Qualitätsmanagement Handbuch | Formular P <i>Form P</i> | Seite <i>page</i> Seite 1 von 2 |
| | Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i> | Änd. Datum <i>Date of change</i> 2025-01-28 | Änd. Stand <i>Revision</i> 5 |

Allgemeine Produktdaten

aerject® eco filter tips – Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere,

Die Pipettenspitze aerject® eco mit Spezialfilter, der gegen Kontaminationen des Pipettenschaftes mit Aerosolen schützt und das Eindringen von Flüssigkeit in die Pipette wirksam verhindert.

- sterilisiert, zertifiziert RNase-, DNase-, Pyrogen und ATP-frei, frei von Human DNA und PCR Inhibitoren
- Pipettenspitze und Aerosolfilter aus ultra-hydrophobem HD-PE
- minimale Restbenetzung durch speziell behandelte Oberflächen
- perfekter, dichter Sitz auf allen gängigen Markenpipetten
- aerject® eco 1720010 und 1721000 mit extra-langem Design für enge Gefäße und reduziertem Risiko von Kreuzkontaminationen
- verpackt in nachhaltiger Kartonbox

General Product Information

aerject® eco filter tips – Pipette Tips with Aerosol Barrier,

Pipette tips aerject® eco with special filters, to effectively prevent the pipettor shaft from contamination with aerosols and liquids to be sucked into the pipettor.

- *sterilized, free of RNase, DNase, pyrogens and ATP, free of human DNA and PCR inhibitors*
- *pipette tips and aerosol filters made of ultra-hydrophobic HD-PE*
- *minimized retention due to special surface treatment*
- *perfect and tight fit on all major pipettor brands*
- *aerject® eco 1720010 and 1721000 with extended length for operation with narrow vessels and reduced risk of cross-contamination*
- *packed in sustainable cardboard box*

Material / *Material*: Polypropylen / *Polypropylene*

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code*: 84799070

CE-Zeichnung / *CE-marking*: Ja/Yes Nein/No

| | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| Erstellt durch / <i>Form edited by:</i> | A.Mil/ Auszubildende | Freigegeben von / <i>Form approved by:</i> | A.Balassa/ QS/Technik |
|--|----------------------|---|-----------------------|

| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
|  ratiolab [®] disposables for sciences | Qualitätsmanagement Handbuch | Formular P Form P | Seite page Seite 2 von 2 |
| | Produkt-Spezifikation <i>Product Specification</i> | Änd. Datum <i>Date of change</i> 2025-01-28 | Änd. Stand <i>Revision</i> 5 |

| Artikel Product | Passfähigkeit Fit | Volumen Volume | Länge Length mm | Sterilisiert sterilized | Packungseinheit Packaging | Verpackungseinheit Quantity per Unit | Bestell Nr. Order No. |
|---|--|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|
| Pipettenspitze aroject® eco tips xl / <i>Pipet Tip aroject® ultra tips xl</i> | Alle gängigen / <i>All commonly</i> | 0,1-10 | 45,60 | X | Rack 10 x 96 | 960 | 17 20 010 |
| Pipettenspitze aroject® eco tips / <i>Pipet Tip aroject® ultra tips</i> | Alle gängigen / <i>All commonly</i> | 1-20 | 50,80 | X | Rack 10 x 96 | 960 | 17 20 020 |
| Pipettenspitze aroject® eco tips / <i>Pipet Tip aroject® ultra tips</i> | Alle gängigen / <i>All commonly</i> | 1-100 | 50,80 | X | Rack 10 x 96 | 960 | 17 20 100 |
| Pipettenspitze aroject® eco tips / <i>Pipet Tip aroject® ultra tips</i> | Alle gängigen / <i>All commonly</i> | 1-200 | 50,80 | X | Rack 10 x 96 | 960 | 17 20 200 |
| Pipettenspitze aroject® eco tips / <i>Pipet Tip aroject® ultra tips</i> | Alle gängigen / <i>All commonly</i> | 100- 1.000 | 86,00 | X | Rack 8 x 96 | 768 | 17 21 000 |

This document was sent online and is valid without signature

| | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| Erstellt durch / <i>Form edited by:</i> | A.Mil/ Auszubildende | Freigegeben von / <i>Form approved by:</i> | A.Balassa/ QS/Technik |
|--|----------------------|---|-----------------------|