
# Pipettenspitzen

## Pipettenspitzen

| Typ | Volumen-Bereich µl | Länge mm | Packungsform | Bild-Nr. | Verpackungs-Einheit | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pipettenspitze kristall Typ „E“, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten** | 0,5-20 | 45,80 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2500170 |
| | | | Multirack advanced 10x96 | 2 | 960 | 2514172 |
| | | | Multirack advanced, sterilisiert 10x96 | 2 | 960 | 2554172 |
| | | | MultiTray® advanced 10x96 | 3 | 960 | 2540172 |
| **Pipettenspitze kristall Typ „G“, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten** | 0,1-10 | 31,30 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2500190 |
| | | | Multirack advanced 10x96 | 2 | 960 | 2514192 |
| | | | Multirack advanced, sterilisiert 10x96 | 2 | 960 | 2554192 |
| | | | MultiTray® advanced 10x96 | 3 | 960 | 2540192 |
| **Pipettenspitze kristall xl, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten** | 0,1-10 | 45,20 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2100500 |
| | | | Multirack advanced 10x96 | 2 | 960 | 2514502 |
| | | | Multirack advanced, sterilisiert 10x96 | 2 | 960 | 2554502 |
| | | | MultiTray® advanced 10x96 | 3 | 960 | 2540502 |
| **Pipettenspitze gelb Typ „E“, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten** | 1-200 | 49,50 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2100600 |
| | | | Multirack advanced 10x96 | 2 | 960 | 2114602 |
| | | | Multirack advanced, sterilisiert 10x96 | 2 | 960 | 2154602 |
| | | | MultiTray® advanced 10x96 | 3 | 960 | 2140602 |
| **Pipettenspitze farblos Typ „E“, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten** | 1-200 | 49,50 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2400600 |
| | | | Multirack advanced 10x96 | 2 | 960 | 2414602 |
| | | | Multirack advanced, sterilisiert 10x96 | 2 | 960 | 2454602 |
| | | | MultiTray® advanced 10x96 | 3 | 960 | 2440602 |
| **Pipettenspitze „Oxford“, passend auf alle gängigen Pipetten** | 1-200 | 65,30 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2500110 |
| **Pipettenspitze „MLA“, passend auf alle gängigen Pipetten** | 1-200 | 47,50 | Beutel 1 x 1.000 | 1 | 1.000 | 2500140 |



1



2



3

# Pipettenspitzen

Passfähigkeitsliste hier abrufen

## Pipettenspitzen

| Typ | Volumen-Bereich µl | Länge mm | Packungsform | Bild-Nr. | Verpackungs-Einheit | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pipettenspitzen „Wide Bore“, passend auf alle gängigen Pipetten, ratiopetta®**  | 1-200 | 50,50 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2100553 |
| **Pipettenspitze gelb Typ „universal“, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten**  | 1-250 | 51,20 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2500160 |
| | | | Multirack advanced 10x96 | 2 | 960 | 2514162 |
| | | | Multirack advanced, sterilisiert 10x96 | 2 | 960 | 2554162 |
| | | | MultiTray® advanced 10x96 | 3 | 960 | 2540162 |
| **Pipettenspitze farblos Typ „universal“, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten**  | 1-250 | 50,00 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2500163 |
| | | | Multirack advanced 10x96 | 2 | 960 | 2514163 |
| | | | Multirack advanced, sterilisiert 10x96 | 2 | 960 | 2554163 |
| | | | MultiTray® advanced 10x96 | 3 | 960 | 2540163 |
| **Pipettenspitze blau Typ „E“, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten**  | 100-1.200 | 70,94 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2100610 |
| | | | Multirack advanced 10x96 | 2 | 960 | 2114612 |
| | | | Multirack advanced, sterilisiert 10x96 | 2 | 960 | 2154612 |
| | | | MultiTray® advanced 10x96 | 3 | 960 | 2140612 |
| **Pipettenspitze farblos Typ „E“, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten**  | 100-1.200 | 70,94 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2400610 |
| | | | Multirack advanced 10x96 | 2 | 960 | 2414612 |
| | | | Multirack advanced, sterilisiert 10x96 | 2 | 960 | 2454612 |
| | | | MultiTray® advanced 10x96 | 3 | 960 | 2440612 |
| **Pipettenspitze „MLA“, passend auf alle gängigen Pipetten**  | 100-1.000 | 86,30 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2500150 |



1



2



3

# Pipettenspitzen

## Pipettenspitzen

| Typ | Volumen-Bereich µl | Länge mm | Packungsform | Bild-Nr. | Verpackungs-Einheit | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pipettenspitzen „Wide Bore“, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten** | 100-1.000 | 88,84 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2100555 |
|  | | | | | | |
| **Pipettenspitze Dr. Lange, passend auf Dr. Lange Pipetten** | 100-1.000 | 86,30 | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2500130 |
|  | | | | | | |
| **Pipettenspitze, passend auf ratiopetta®, slamed® und alle gängigen Pipetten** | 50-1.250 | 104,00 | Beutel 1x500 | 1 | 500 | 2400660 |
|  | | | | | | |
| **Pipettenspitze farblos Typ „ES“, passend auf Socorex Calibra® Pipetten** | 500-2.500 | 115,00 | Beutel 1x250 | 1 | 250 | 2500180 |
|  | | | | | | |
| **Pipettenspitze „Finntip“, passend auf Thermo Scientific®, Dr. Lange®, Brand® Pipetten** | 1.000-5.000 | 147,60 | Faltschachteln 1x75 | 4 | 75 | 2400620 |
| | | | Beutel 1x1.000 | 1 | 1.000 | 2400622 |
| | | | Beutel 1x3.000 | 1 | 3.000 | 2400623 |
| | | | Beutel 1x500 | 1 | 500 | 2400624 |
| | | | Rack 1x50 | 5 | 50 | 2410620 |
| | | | Rack, sterilisiert 1x50 | 5 | 50 | 2453620 |
|  | | | | | | |
| **Pipettenspitze „Makro“, passend auf Gilson® Pipetman® Ultra Pipetten** | 1.000-5.000 | 119,70 | Beutel 1x250 | 1 | 250 | 2400630 |
| | | | Rack 1x50 | 6 | 50 | 2410630 |
| | | | Rack, sterilisiert 1x50 | 6 | 50 | 2453630 |
|  | | | | | | |


1


4


5


6

# Pipettenspitzen

Passfähigkeitsliste hier abrufen

## Pipettenspitzen

| Typ | Volumen-Bereich µl | Länge mm | Packungsform | Bild-Nr. | Verpackungs-Einheit | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pipettenspitze „Makro II“, passend auf ratiopetta®, Socorex Accura® Pipetten** | 1.000-5.000 | 126,00 | Beutel 1x300 | 1 | 300 | 2400650 |
| | | | Rack 1x50 | 5 | 50 | 2410650 |
| | | | Rack, sterilisiert 1x50 | 5 | 50 | 2453650 |
| **Pipettenspitze „Makro III“, passend auf ratiopetta®, Biohit mLine- und Proline Pipettor Pipetten** | 1.000-5.000 | 133,30 | Beutel 1x300 | 1 | 300 | 2400653 |
| | | | Rack 1x50 | 5 | 50 | 2410653 |
| | | | Rack, sterilisiert 1x50 | 5 | 50 | 2453653 |
| **Pipettenspitze „Makro IV“, passend auf Slamed® Precision und Gilson® Pipetten** | 1.000-5.000 | 124,00 | Beutel 1x250 | 1 | 250 | 2400655 |
| **Pipettenspitze farblos, passend auf Slamed® Precision und Eppendorf® Pipetten** | 1.000-10.000 | 161,00 | Beutel 1x200 | 1 | 200 | 2400645 |
| **Pipettenspitze, passend auf Brand®, Socorex Acura®, Gilson®** | 1.000-10.000 | 153,60 | Beutel 1x100 | 1 | 100 | 2400642 |
| | | | Rack 1x25 | 5 | 25 | 2410642 |
| | | | Rack, sterilisiert 1x25 | 5 | 25 | 2453642 |
| **Pipettenspitze „Finntip“, passend auf Thermo Scientific®, Socorex Acura®, Gilson®** | 2.000-10.000 | 150,20 | Beutel 1x100 | 1 | 100 | 2400640 |
| | | | Rack 1x25 | 5 | 25 | 2410640 |
| | | | Rack, sterilisiert 1x25 | 5 | 25 | 2453640 |


1


4


5


6